

梯式空气压力波治疗仪-肢体气压治疗仪

产品名称	梯式空气压力波治疗仪-肢体气压治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 腔数:6腔 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

VTE即静脉血栓栓塞症，是继缺血性心脏病和卒中之后位列第三的常见血管疾病，包括深静脉血栓（DVT）和肺栓塞（PE）。

人体下肢血液回流主要是依赖腿部肌肉泵的作用，通过腿部肌肉的收缩以及静脉瓣膜的单向阀门开关，促使下肢血液回流到心脏。

当由于各种原因导致下肢活动减少时，血流就会减慢，下肢血液聚集而形成血栓，临床上称为下肢深静脉血栓（DVT）。

下肢深静脉血栓形成后，因新生血栓容易脱离静脉壁，随血流进入右心室，加之右心室收缩，容易将其推入肺动脉，从而发生一系列的症状甚至导致猝死，临床上称之为肺栓塞（PE）。

哪种情况下易发生VTE？

长期卧床、长时间肢体制动、大手术后、创伤后、肿瘤、妊娠或有相关家族史等情况下均易发生VTE。

静脉血栓栓塞症有哪些表现？

- （1）患者突然出现下肢疼痛、肿胀、皮肤温度升高、皮肤颜色发红、有时可见小腿浅静脉扩张或显露。
- （2）严重者可伴有体温升高、心率加快或者有不能解释的气短、呼吸急促、胸痛、咯血。
- （3）更严重者可在1-2小时内死亡，临床上称VTE为“沉寂的杀手”，因为大多数深静脉血栓没有临床表现，发生肺栓塞的病人在死亡前诊断的也不足一半。所以，VTE预防大于治疗。

如何预防静脉血栓栓塞症（VTE）的发生？

（1）尽早下床活动，多饮水。

（2）不能下床者，抬高下肢，每天进行踝泵运动，反复运动踝关节，每小时5分钟，每天5-8次，每个动作保持5-10秒。

（3）适度穿戴弹力袜或者使用间歇充气加压泵。

（4）在临床医生的评估后，必要时可在人士的指导下使用预防性抗血栓药物。

空气波压力治疗仪由主机、治疗套筒、气体导管三部分组成，主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴液的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，降低下肢静脉血栓形成的风险。

空气波压力治疗仪适用于以下疾病：

- 1、预防静脉血栓（DVT）、静脉功能不全
- 2、各种原发、继发、混合型水肿
- 3、骨折、股骨头坏死（前中期）、软组织损伤
- 4、术后的康复患者
- 5、静脉曲张（前期）患者
- 6、久站、久坐及长期卧床的患者

通过大量的临床观察证明，它可以有效促进患者四肢静脉血液回流，促进肢体运动功能康复，尤其是对四肢骨折后的患者、淋巴水肿患者、人工关节置换术患者、偏瘫及长期卧床患者、筋膜室高压综合症患者、静脉瓣膜功能不全患者、糖尿病引发的末梢神经炎患者、手术后的患者、静脉曲张的患者起着重要的作用。