

# 空气压力波治疗仪（6腔）-肢体气压治疗仪

产品名称	空气压力波治疗仪（6腔）-肢体气压治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 腔数:6腔 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 空气压力波治疗仪-肢体气压治疗仪

空气波压力治疗仪由主机、治疗套筒、气体导管三部分组成，主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴液的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，降低下肢静脉血栓形成的风险。

空气波压力治疗仪适用于以下疾病：

- 1、预防静脉血栓（DVT）、静脉功能不全
- 2、各种原发、继发、混合型水肿
- 3、骨折、股骨头坏死（前中期）、软组织损伤
- 4、术后的康复患者
- 5、静脉曲张（前期）患者
- 6、久站、久坐及长期卧床的患者

通过大量的临床观察证明，它可以有效促进患者四肢静脉血液回流，促进肢体运动功能康复，尤其是对四肢骨折后的患者、淋巴水肿患者、人工关节置换术患者、偏瘫及长期卧床患者、筋膜室高压综合症患者、静脉瓣膜功能不全患者、糖尿病引发的末梢神经炎患者、手术后的患者、静脉曲张的患者起着重要的作用。

空气波压力治疗仪是一种物理性、非介入性的治疗方法，多腔进行波浪式充气、膨胀、放气，具有方向性、渐近性、累积性的挤出效应，通过对多腔气囊有顺序的充气放气，对肢体形成均匀有序的挤压按摩

作用，使肌肉被动收缩，能显著促进组织液回流，预防静脉血栓、缓解肢体水肿。

压力疗法核心作用-预防血栓：

下肢静脉血液的向心回流，除胸腔吸气运动产生的胸腔负压、心脏舒张期产生的负压吸引与静脉的单向开放等作用外，主要依靠下肢肌肉的挤压作用，特别是小腿肌肉的挤压作用，通常称为“踝泵”作用。下肢深静脉血栓形成的三大因素：血流滞缓、静脉壁损伤、血液高凝。主要是由于偏瘫肢体水肿、髋关节置换术、糖尿病足下肢血管病变、乳腺癌根治术后上肢淋巴水肿、截肢后残端肿胀、手术被动体位者。血栓脱落至肝、肾、脑或肺，引起严重的并发症，尤其是并发肺栓塞时，患者多数在数分钟或数小时内死亡，而远期则可能并发患肢的色素沉着、皮炎、湿疹、脂质硬化、静脉性溃疡或坏疽等，甚或患肢完全或部分功能丧失而残疾。