

实验室玻璃仪器加工定制,玻璃仪器手动与电动移液器操作步骤的区别

产品名称	实验室玻璃仪器加工定制,玻璃仪器手动与电动移液器操作步骤的区别
公司名称	北京盛坤海利科技发展有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:其他 型号:其他 用途:实验室
公司地址	北京市朝阳区金盏乡东窑村307号（注册地址）
联系电话	13381165756 18610930088

产品详情

北京玻璃仪器加工定制，北京盛坤海利科技发展有限公司，公司主打玻璃仪器，给客户配备实验室里各种实验台，通风柜，实验设备，玻璃仪器，实验耗材，化学试剂，如：全木实验桌，钢木实验桌，全钢实验桌，干燥箱，培养箱，箱式电炉，离心机，电电热套，水浴锅，电动搅拌器，磁力搅拌器，电子天平，分析天平等。加工各种规格的层析柱，冷凝管，四口烧瓶，三口烧瓶，锥形漏斗，蒸馏头，连接管，等等。同时销售标准各种玻璃仪器。如：容量瓶，烧杯，量筒，比色管，刻度离心管，和实验室所需各种实验耗材，如：手套，口罩，毛细管，硅胶管，硅胶塞，橡胶塞等等。

手动与电动移液器操作步骤的区别（电动移液器的使用方法）

手动移液器和电动移液器操作步骤基本相同，只是在调节量程时电动移液器可按仪器本身设置进行调节；多通道移液器每个通道的测量可按照上述步骤进行，也可选用多通道的天平，这样可以提高工作效率。

移液器吸头的选择

移液器通过吸液嘴完成移液的过程，所以吸液嘴的选用十分关键。目前所使用的吸液嘴大部分是用聚丙烯塑料（化学惰性高，使用温度范围广的无色透明塑料）制成的。由于丙烯单体的两个主要来源是从石油或石油炼制产物的裂解气中提取，或是从天然气中的裂解产物中提取的，所以同样是聚丙烯吸液嘴，产品质量会有很大差别。质量好的吸液嘴形状规范、嘴尖直挺、表面颜色透亮平滑并具有一定的弹性；而质量低的吸液嘴会有嘴尖外翘、表面颜色浑浊、材料松懈等现象出现。

为保证移液器的准确性，吸液嘴必须选用材料性能优异（没有明显的弯曲，内壁应光洁、平滑，排液后不能有残留液体存在），且与移液器连接处的密合性达到要求的吸液嘴。所选吸液嘴是由移液器生产厂家配备的（不同规格型号的移液器配不同规格的吸液嘴）。