

肢体气压治疗仪-空气压力波治疗仪

产品名称	肢体气压治疗仪-空气压力波治疗仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	腔数:6腔 通道:双通道 产地:河南郑州
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

空气波压力治疗仪原理

1、空气波压力治疗仪主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促和淋巴的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病。

2、通过 匀的按摩作用，随着血液循环的加速。可以加速血液中代谢废弃物，炎症因子、致痛因子的吸收。可以防止肌肉萎缩，防止肌肉纤维化，加强肢体的含助于解决因血液循环障碍引起的疾病（如股骨头环死等）。适用科室 康复科、骨科、内科、妇科、风湿科、心内科、神经内科、周围神经血管科、血液病科、糖尿病科、ICU、职业病防治医院、体育局、家庭、教师、老年 护理公司、康复之家、敬老院护理等。

末梢神经炎、糖尿病足

术后的康复患者

肢体瘫痪者

静脉曲张患者

久站、久坐的或者长期卧床的患者等禁忌症

严重的主动脉瓣关闭不全，主动脉瘤及夹层动脉瘤，各种心律不齐；

使用植入式电子装置（如心脏起搏器）的病人；孕妇； 肢体有深静脉血栓；

骨肿瘤、骨关节结核者；对于有严重的凝血机制障碍的病人，要根据临床评价来考虑是否进行治疗，因为肢体与充气气囊摩擦处有血肿的危险；

有手术后创面、溃疡、肢体已有血栓形成等禁用；

手术伤口，创伤伤口表面禁止使用电极片治疗。

不可在患镰状细胞疾病或预计会发生损害的病人身上治疗。VTE即静脉血栓栓塞症，是继缺血性心脏病和卒中之后位列第三的常见血管疾病，包括深静脉血栓（DVT）和肺栓塞（PE）。

人体下肢血液回流主要是依赖腿部肌肉泵的作用，通过腿部肌肉的收缩以及静脉瓣膜的单向阀门开关，促使下肢血液回流到心脏。当由于各种原因导致下肢活动减少时，血流就会减慢，下肢血液聚集而形成血栓，临床上称为下肢深静脉血栓（DVT）。

下肢深静脉血栓形成后，因新生血栓容易脱离静脉壁，随血流进入右心室，加之右心室收缩，容易将其推入肺动脉，从而发生一系列的症状甚至导致猝死上称之为肺栓塞（PE）。哪种情况下易发生VTE？长期卧床、长时间肢体制动、大手术后、创伤后、肿瘤、妊娠或有相关家族史等情况下均易发生VTE。静脉血栓栓塞症有哪些表现？