

低温恒温反应浴DFY-5/40

产品名称	低温恒温反应浴DFY-5/40
公司名称	巩义市科华仪器设备销售有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市河洛镇仁存沟
联系电话	86-037164280269

产品详情

dfy - 5/10、20、25、30、40、60、80、120 dfy - 10/10、20、25、30、40、60、80、120 dfy - 20/20、30、40、60、80、120 dfy - 30/20、30、40、60、80、120 dfy - 40/20、30、40、80、120 dfy - 50/10、20、30、40、60、80、120 dfy - 80/20、30、40、80、120
 根据用户要求，可定做特殊规格的低温设备

产品简介： 低温恒温反应浴(槽)是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验，可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件，又可以作为低温水槽做运用粘度的测试，又可底部装磁力搅拌，分两段搅拌，使不锈钢槽内温度更均匀，智能控温精确等特点。 技术参数

规格型号 储液容积(l) 空载调节范围() 温度波动度() 制冷量(w) 循环泵流量(l/min) 实用开口径

dfy - 5/10 5 - 10 - 98 ± 1248 - 319	dfy - 5/20 5 - 20 - 98
1248 - 319	dfy - 5/25 5 - 25 - 98 1814 - 447
2653 - 627	dfy - 5/30 5 - 30 - 98
1956 - 602	dfy - 5/40 5 - 40 - 98 1956 - 602
1956 - 330	dfy - 5/60 5 - 60 - 98
3808 - 160	dfy - 5/80 5 - 80 - 98 1956 - 180
dfy - 10/10 10 - 10 - 98 1814 - 884	dfy - 5/120 5 - 120 - 98
dfy - 10/20 10 - 20 - 98 2653 - 813	dfy - 10/25 10 - 25 - 98 3176 - 990
dfy - 10/30 10 - 30 - 98 1956 - 1022	dfy - 10/40 10 - 40 - 98 2548 - 748
dfy - 10/60 10 - 60 - 98 3599 - 510	dfy - 10/80 10 - 80 - 98 3599 - 160
dfy - 10/120 10 - 120 - 98 4917 - 120	dfy - 20/20 20 - 20 - 98 3175 - 990
dfy - 20/30 20 - 30 - 98 2548 - 1350	dfy - 20/40 20 - 40 - 98 3729 - 989
dfy - 20/60 20 - 60 - 98 4917 - 510	dfy - 20/80 20 - 80 - 98 7748 - 230
dfy - 20/120 20 - 120 - 98 7748 - 160	dfy - 30/20 30 - 20 - 98 6109 - 1825
dfy - 30/30 30 - 30 - 98 3729 - 1801	dfy - 30/40 30 - 40 - 98 4749 - 1140
dfy - 30/60 30 - 60 - 98 4917 - 160	dfy - 30/80 30 - 80 - 98 7748 - 180
dfy - 30/120 30 - 120 - 98 10284 - 210	dfy - 40/20 40 - 20 - 98 3729 - 989
dfy - 40/30 40 - 30 - 98 4917 - 2468	dfy - 40/40 40 - 40 - 98 7748 - 2178
dfy - 40/80 40 - 80 - 98 3178 - 273	dfy - 40/120 40 - 120 - 98 3382 - 247
dfy - 50/10 50 - 10 - 98 9348 - 4188	dfy - 50/20 50 - 20 - 98 15706 - 3694
dfy - 50/30 50 - 30 - 98 7469 - 3540	dfy - 50/40 50 - 40 - 98 10284 - 2565

dfy - 50/60 50 - 60 - 98 2700 - 1442 dfy - 50/80 50 - 80 - 98 2540 - 1210
dfy - 50/120 50 - 120 - 98 2482 - 1298 dfy - 80/20 80 - 20 - 98 15706 - 3604
 dfy - 80/30 80 - 30 - 98 8762 - 1941 dfy - 80/40 80 - 40 - 98
10284 - 1631 dfy - 80/80 80 - 80 - 98 10284 - 2565
dfy - 80/120 80 - 120 - 98 10284 - 1735 dfy - 100/20 100 - 20 - 98
11245 - 2100 dfy - 100/30 100 - 30 - 98 15706 - 3694
dfy - 100/40 100 - 40 - 98 10284 - 2565 dfy - 100/80 100 - 80 - 98
105706 - 3273 dfy - 100/120 100 - 120 - 98 105705 - 2175

注意：1、使用温度高于室温时请关闭制冷，完全可以恒温。
2、使用温度高于40 时请不要用乙醇，以免发生危险。