

多功能超声清创机-关于创伤中心建设方案

产品名称	多功能超声清创机-关于创伤中心建设方案
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 超声频率:40 ± 25HKz 脉动压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

多功能超声清创机目前常用的清创方法包括，高压冲清创、脉冲冲洗清创、手术清创、酶清创、化学清创等。手术清创疼痛，切除组织多，不适宜反复、多次。酶清创会出现过敏反应，化学清创伴随着疼痛。

超声清创机是国内，各类创面/伤口病人康复的**选择，包括动物咬伤创面的清洗等。超声清创能克服以上所有清创方式的缺点，同时促进创面修复和愈合。

超声清创机 | 优点

破坏与清除浅层组织细菌，其细菌清除率可以达到90%以上。

无痛性清除慢性感染伤口 / 创面的纤维蛋白、坏死组织。

独特的工作频率减少了对正常组织的损伤，保护和促进肉芽组织的生长。

刺激肌体内纤维细胞溶酶体酶活性，增加正常蛋白活性，引起前炎症介质与生长因子释放。

凝血作用，减少清创过程的出血，*大限度的保护病人。

大量实验数据表明，超声波冲洗去除兔伤口活性炭的清除率达85-97%，单纯液体冲洗的去除率不及35%。

多种清创刀头 本机器配备的刀头种类多，可适应多种不同情况的清创。 1、马蹄形：斜面设计，可以方便的适应各种创口的形状，有效贴近创口表面，适合创口较深、较复杂的需要精细操作的创口。 2、球型：光滑的表面设计，可以有效保护神经，适合神经血管比较丰富部位的需要精细操作的创口。 3、柱形：增强型超声空化，集中强劲，适合感染较为严重的伤口或较深的创口。

4、矩形：更大面积进行清创，清创效率高，适合大面积的创口或烧伤创口。

临床应用 1、外伤、感染伤口/创面、烧伤创面、化脓性创面、软组织创伤、开放性骨折等。

2、慢性难愈合伤口，如糖尿病伤口、褥疮、外伤性溃疡等。