

如何延长椎间孔镜的使用寿命

产品名称	如何延长椎间孔镜的使用寿命
公司名称	新泰洪强医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	新泰市青云路806号
联系电话	86-05387250710 18766584149

产品详情

医护人员的操作水平和职业规范决定了一台椎间孔镜的使用寿命，从而也间接影响着医院的经济效益。椎间孔镜手术创伤小，皮肤切口同一个小黄豆粒大小，出血小，术后仅缝1针。是同类手术中对病人创伤最小、效果最好的椎间盘突出微创疗法。有着独特的特点和优势，越来越多的医疗机构引进椎间孔镜设备和开展椎间孔镜技术，那么椎间孔镜的使用寿命是多长时间呢，怎么正确使用和维护椎间孔镜设备，提高和延长椎间孔镜使用寿命是医疗机构和医护人员注意和关心的问题。

椎间孔镜使用寿命的关键因素是椎间孔镜的质量。整个椎间孔镜系统是由影像系统、椎间孔主镜和手术器械组成的，椎间孔主镜是一个配备有灯光的管子，通过穿刺从病人身体侧方或者侧后方进入椎间孔，在安全工作三角区实施手术。在椎间盘纤维环之外做手术，在内窥镜直视下可以清楚的看到突出的髓核、神经根、硬膜囊和增生的骨组织。然后使用各类抓钳摘除突出组织、镜下去除骨质、射频电极修复破损纤维环。

要想使椎间孔镜使用寿命更长久，就应该选择信誉好，质量好的椎间孔镜厂家，山东洪强医疗集团是一家兼椎间孔镜设备生产和椎间孔镜技术临床应用和推广的专业的国内椎间孔镜设备厂家，制造的所有椎间孔镜设备型号按照国际电器委员会标准设计和制造椎间孔镜使用寿命更长质量更可靠，内设有自我保护装置及系统自检和报警系统，当供电电压在规定范围内变化时，不影响使用功能。为了确保其椎间孔镜使用寿命椎间孔镜设备的主要部件仍采用国际著名品牌，影像系统符合医用安全标准和EMC电磁兼容标准，全高清图像输出。内窥镜主镜采用宝石镜头，永不磨损，手术器械全部采用进口钢材。刨削器采用进口电机，耐臭氧又可高温高压消毒。山东洪强医疗集团 联系人：冀主任15263097666 QQ：1332260751

网址：<http://www.dfkf.net> http://sily_08.wjw.cn/

日常的维护保养和正确的使用方法也是延长椎间孔镜的使用寿命的重要因素，椎间孔镜设备要做到专人使用，定位放置，建立使用登记本，并记录使用时间、使用人员、仪器运转及维修情况。为提

高仪器的使用、降低故障率，操作者要熟练掌握仪器的性能及用法，严格按操作规程执行。镜头使用过程中不能用力过猛，以免镜杆扭曲、错位。避免与锐利器械放在一起而损伤镜头，最好单独放置。手术器械用后应及时清洗，消毒时针对不同设备采用正确的消毒方法。