

溶解甘露醇用的设备

产品名称	溶解甘露醇用的设备
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	86679.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-溶解甘露醇用的设备甘露醇的主要作用就是利尿脱水,降低颅内、椎管内的压力,缓解由高血压或者是急性腰损伤引起的各种疼痛北京福意电器有限公司以自己强大的实力及热诚的售后,取信于客户。以做依托、以售后为主业福意联产品讲求高,每一项设计都站在使用者的角度,从操作的方便性,耐用性到视觉审美,都力求精益求精。溶解甘露醇用的设备产品参数:产品型号:FYL-YS-151L产品种类:恒温产品形式:立式冷却/加热方式:风冷+发热丝制冷剂:无氟制冷剂噪音:42dB(a)功率:120W电源:AC220V,50Hz温度范围:0-100外形尺寸(宽×深×高):595×565×860内部尺寸(宽×深×高):504×487×634有效容积(L):150L重量(kg):64kg温度显示:LCD数字式脚轮:有止动底角:有外门锁扣:有报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警产品型号:FYL-YS-281L产品种类:恒温箱噪音:46dB(a)功率:160W外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215有效容积(L):280L重量(kg):99kg报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警溶解甘露醇用的设备产品型号:FYL-YS-431L噪音:48dB(a)功率:200W外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570有效容积(L):430L重量(kg):129kg报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:溶解甘露醇用的设备更多型号产品规格参数:型号功率箱内温度尺寸重量FYL-YS-66L85W2-8 430×480×645mm24KGFYL-YS-88L480×470×840mm32KGFYL-YS-100E85w480×490×840mm23KGFYL-YS-50LK4-38 430×488×535mm25KGFYL-YS-100L480×490×840mm31KGFYL-YS-138L540×550×840mm40KGFYL-YS-150L100W2-48 595×570×865mm47KGFYL-YS-280L160W595×570×1445mm73KGFYL-YS-430L160w595×680×1805mm105KGFYL-YS-151L120w0-100 595×565×860mm64KGFYL-YS-281L595×565×1440mm99KGFYL-YS-431L200w595×675×1795mm129KGFYL-YS-828L360w2-20 1267×678×1818mm208KGFYL-YS-1028L1267×678×2105mm258KGFYL-YS-128L110w-30 ~ 10 550×560×850mm30KGFYL-YS-50LL70w-12 ~10 430×480×510mmFYL-YS-100LLFYL-YS-18A35W-25 ~ 25 520×270×360mm9.5KGFYL-YS-30L45W-20 ~ 10 560×400×398mm18KGFYL-YS-45L50w650×400×430mm20KGFYL-YS-60L55w650×400×520mm22.5KGFYL-YS-108L60w605×570×932mm27.5KGFYL-YS-158L955×585×825mm37KGFYL-Y

S-178L75w965 × 520 × 855mm39KGFYL-YS-258L1040 × 630 × 910mm54KGFYL-YS-258L1048 × 560 × 905mmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L* : 帮助*售后 : 售后时间 : 7*24响应时间 : 1小时给予解决方案紧急售后 : 售后时间 : 7*24响应时间 : 1小时给予解决方案硬件替换售后 : 售后时间 : 7*24

- 1、使用前检查电源，要有良好地线。
- 2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。
- 3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- 4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。
- 5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。
- 6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。
- 7、检修时应切断电源。

溶解甘露醇用的设备交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求溶解甘露醇用的设备特点采用风冷循环制冷，加厚紫铜管制冷系统，经久耐用。多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。柜体内采用高密度保温材料，采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能更好。控制面板具有键盘锁定功能，防止随意调整运行参数。门体采用全封闭三层高强度中空钢化玻璃，全透明保证展示效果。设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。微电脑自动控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示高精度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。智能化的温度控制器，对异常的高低温度进行检查和报警提示，数码控制面板可清晰的显示温度和除霜状态，并可根据需要进行强制除霜。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。溶解甘露醇用的设备 在临床上,甘露醇主要用于高血压危象以及颈肩腰腿疼痛,内服的话还可以