

# 造影剂加热器 造影剂加温箱 造影剂加热箱

产品名称	造影剂加热器 造影剂加温箱 造影剂加热箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	66866.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

造影剂加热器 造影剂加温箱 造影剂加热箱产品说明-

适用于医用手术室等科室用来存放手术中常用液体药品的保存。常见于碘伏消毒液、医用盐水，甘露醇，透析液等的加温保存。优良常用于存放冲洗液，相对事宜的温度，对降低病人不适感和加伤口愈合方面起着非常重要和关键的作用。

造影剂加热器 造影剂加温箱 造影剂加热箱产品参数：

造影剂加热器 造影剂加温箱 造影剂加热箱使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

造影剂加热器 造影剂加温箱 造影剂加热箱相关-液体加温对剖宫产术患者寒战与低体温的预防作用 剖宫产术患者在临床中容易出现寒战与低温现象,危及患者健康,探讨液体加温在临床治疗中对其的预防作用.方法:以我院收治的100例剖宫产术患者作为本次的研究对象,将其按随机分数方法分为对照组50例,观察组50例,对照组剖宫产患者采用常温乳酸纳林格氏液进行注射,观察组剖宫产患者采用加温乳酸纳林格氏液进行注射,对比效果.结果:对比对照组患者肛温随时间变化幅度比观察组大;寒战发生率对比情况,对照组寒战发生率为20%,观察组寒战发生率为6%,对照组寒战发生率显然高于观察组( $P < 0.05$ ).结论:对于剖宫产术患者,通过使用液体加温可以很好的预防降低寒战的出现,降低肛温随时间变化的幅度,值得剖宫产患者临床医学进行运用.造影剂加热器 造影剂加温箱 造影剂加热箱