

冷敷机器的正确方法-冷热敷治疗仪

产品名称	冷敷机器的正确方法-冷热敷治疗仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:煜博 产地:河南郑州 核心技术:航天级半导体控温
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

冷敷机器的正确方法-冷热敷仪 加压冷热敷仪采用航天级半导体温控技术，结合全自动加压循环冷热敷原理，可满足临床病患围手术期的镇痛、消肿、、减渗等整体方案需求。

煜博公司推出的全新一代加压冷热敷仪以其多功能多样化方案、半导体制冷准确温控技术，知名临床专家指导升级建议和临床经验积累等优势,成为同类产品的代表。

冷敷机器的正确方法-冷热敷仪

冷敷产品特点：

产品功能

全自动加压冷敷功能

符合急性损伤后处理新标准(POLICE疗法)

能有效减轻疼痛、肿胀、渗出，炎症并发等

助力ERAS方案，促进患者快速康复

全自动加压热敷功能

促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合

缓解肌肉,促进消肿、炎性物质吸收

可选配中药热敷,促进患者快速康复

多模式水压加压功能

采用间断、多模式脉动水压加压改善微循环,加速肢体组织液回流

加速消肿,促进患者快速康复

预防静脉血栓(VTE)的形成

音乐疗法功能

利于分泌活性物质,调节神经传导,提高大脑皮层性

体温(选配)、水压监测功能

实时检测体温、水温、脉动水压、水位,

提高准确性

多重保护,提高安全性

冷敷机器的正确方法-冷热敷仪

加压冷热敷仪用于骨科术前术后、急性期软组织损伤到达降温消肿止渗作用,冷敷机——黑科技时代到来一分钟迅速制冷,先进半导体技术降温,降温速度快,操作方便快捷,温度,时间,使用次数及脉动压力可以调控,设有超低温,超高温温度保护,可达成恒温效果,避免了在使用过程中对患者造成二次伤害,公司配备的专用冰囊适用于身体各部位,降温效果显著。

适应范围

各类骨折、骨创伤、骨等骨科,骨科各类手术的术前准备和术后。

各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后。

各类急性软组织疼痛的康复

人工膝关节、髌关节等假体置换术后。

急性软组织挫伤,急性滑膜炎,各类运动型损伤。

各类术后功能训练预防肿痛，康复锻炼。

1、产品自动化程度高具备液体探测传感装置、超限、超时、过载、过压、超温、缺水自锁保护装置。冷敷机器的正确方法-冷热敷仪

产品特点

技术：航天级半导体制冷技术,清洁能源,可靠免维护

准确：准确温控技术,温度误差 $\pm 0.5C$

：液体可循环,冷热量交换效率高

体验：解剖学设计冰囊,与关节贴合性强,冷热敷效果更优

冰囊采用医用高分子材质,可消毒重复使用

冰囊可X光线,材质柔软,舒适度更好

支持：多方案可选,根据病患制定针对性措施

可选中药包配合,促进患者快速康复

安全：缺水、堵塞、水温异常等报警,多重安全防护

简易：触屏设计,界面简单清晰,极易操作

操作：普通人员装机培训即可操作,无需专业证书

专利：22项专利证书

认证：ISO13458、ISO9001