

临床用的液体加热柜

产品名称	临床用的液体加热柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78231.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-临床用的液体加热柜手术室内又分手术室护士与麻醉科医生。麻醉医生就是为了保障患者安全、无痛、舒适手术。通过各种医疗器械,持续监测病人的生命体征,维持病人生命功能的稳定福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项;我们力图突出产品和的化特色;我们将不断提高我们的销售与人员的素质,以便更好的售后于用户。临床用的液体加热柜产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L 产品种类: 恒温 产品形式: 立式 冷却/加热方式: 风冷+发热丝 制冷剂: 无氟制冷剂 噪音: 42dB(a) 功率: 120W 电源: AC220V, 50Hz 温度范围: 0-100

外形尺寸(宽×深×高): 595×565×860 内部尺寸(宽×深×高): 504×487×634

有效容积(L): 150L 重量(kg): 64kg 温度显示: LCD数字式 脚轮: 有 止动底角: 有 外门锁扣: 有 报警系统: 有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L 产品种类: 恒温箱 噪音: 46dB(a) 功率: 160W

外形尺寸(宽×深×高): 595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高): 504×487×1215

有效容积(L): 280L 重量(kg): 99kg

报警系统: 有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,临床用的液体加热柜 产品型号: FYL-YS-431L 噪音: 48dB(a) 功率: 200w

外形尺寸(宽×深×高): 595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高): 504×598×1570

有效容积(L): 430L 重量(kg): 129kg

报警系统: 有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、*:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的备品、备件、

手册和相关资料齐全。临床用的液体加热柜更多型号产品规格参数: 产品名称产品型号FYL-YS-50LKFYL-YS-100LFYL-YS-138LFYL-YS-150LFYL-YS-280LFYL-YS-430L输入电压220V220V220V220V220V制冷功率85

W85W85W100W100W商品重量18kg22Kg28Kg47kg74Kg105Kg尺寸大小430×480×510(外径)360×370×420(内径)480×490×840(外径)400×350×730(内径)540×420×810(外径)450×420×730(内径)595×570×865mm(外径)520×440×655mm(内径)595×570×1445mm(外径)524×438×1223mm(内径)595×680×1805mm(外径)510×530×1585mm(内径)商品容量50升100升138升150升280升430升报警设置高低

温报警，断电报警，故障报警（选配）高低温报警，断电报警，故障报警，温度范围4-38度（温度可调可控）2-48度（温度可调可控）FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。临床用的液体加热柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求临床用的液体加热柜特点电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2~48 可调采用高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用微电脑控制，数字温度显示精度1 ，箱内温度控制在2 ~48 范围内开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障无霜设计，箱体节能照明灯使箱体内部一目了然内置电钮扣电池，断电报警防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全，可在高温高湿的环境下使用此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间压缩机：采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温高精度电脑温度控制系统，带多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。临床用的液体加热柜手术室功能特点手术室是为病人施行手术治疗,诊断以及抢救危重病人的重要场所。手术室工作质量直接影响着医疗效果和病人的预后