

# 物理降温仪-儿科冷敷辅助退烧仪

产品名称	物理降温仪-儿科冷敷辅助退烧仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河南清领 温度:17-39 功能:冷敷、音乐治疗 体温监测
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

物理降温仪产品介绍：

物理降温仪（医用降温毯）前言：由于致热原的作用使体温调定点上移而引起的调节性体温升高（超过0.5℃），称为发热（又称发烧）。每个人的正常体温略有不同，而且受许多因素（时间、季节、环境、月经等）的影响。因此判定是否发热，\*\*是和自已平时同样条件下的体温相比较。如不知自己原来的体温，则腋窝体温（检测10分钟）超过37.4℃可定为发热。患者在做完手术后大多数会出现因炎症导致的发热，医用全身降温毯可以覆盖在患者身上，可以有效的给患者的全身进行物理降温，冰帽可以给脑部手术患者进行脑部降温。医院用降温毯通过与患者身体的接触进行热量交换，对患者的体温完成的控制。医用控温仪可用于发热患者降低体温，恢复体温，术后复温(毯温35-39℃)，是神经内科、神经外科、ICU、急诊室、儿科的理想设备。

LF-630便携式儿童物理降温仪采用航天级半导体制冷技术，结合智能温控系统和全自动循环原理，可实现对患者恒温可持续循环式冷敷，恒温持续的物理降温带走发热患者热量，为发热患者治疗开启高效、安全、便捷的防护措施。

### 医用价值

持续物理降温，带走热量，减少原发病对患儿的危害。

联合药物使用，提高降温速度，减少各种副作用。

精准的温度控制系统，恒温治疗，提高治疗安全性。

利于患儿散热，提高体感，减轻患儿焦躁、痛苦情绪。

冷敷温度可调可控，减少冰冷刺激，提高治疗舒适性。

## 使用小贴士

建议只为常规发热病人使用，对于超高热或者重症高热昏迷的患者，建议采用其他治疗措施。

在临床应用中不替代药物降温，一些由于病原体感染或致病原造成的发热患者，可联合药物降温，治疗效果更佳。

通过冷量交换，带走患者局部热量，是一种辅助性治疗措施。一旦停止物理降温，断开冷热量交换，患者温度可能会回升，属正常现象。

使用物理降温仪不是单纯的把发热患者体温降下来，而是通过冷热量交换，带走热量，预防一些高热引起的并发症的发生(如抽搐、FC高热惊厥等)。

## 效果对比

效果/方法	药物	退热贴	冰毯、冰帽	便携式物理降温仪
降温效果	显著	一般	明显	明显
副作用	有	无	无	
依从性	优	优		
适用范围	临床、家用	家用低热患者	临床重症病患	临床发热患者

患者