

# 血液中酒精含量检测专用顶空气相色谱仪（GC7980F专用型）

产品名称	血液中酒精含量检测专用顶空气相色谱仪（GC7980F专用型）
公司名称	郑州泽铭科技有限公司销售部
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市中原区桐柏南路238号
联系电话	86-037168621110 15937103769

## 产品详情

全自动血液中酒精（乙醇）含量检测专用气相色谱分析仪

全自动智能型血液酒精专用气相色谱分析仪(GC-7980F型)采用大屏幕液晶中文显示，操作直观，该仪器具有自诊断，断电保护，文件存储及调用，八阶程序升温等功能。具有单独垂直加热式毛细管进样系统，最大限度地减少了汽化室对柱室的影响，提高了对各种不同注射器的适应性。

新型的FID具有较高的灵敏度，并可方便地进行喷嘴和离子收集极的装卸。具有六路独立控温区域，各汽化室、检测器及放大器均采用模块设计，安装更换方便简捷。色谱柱箱容量大，可同时安装毛细管及填充柱，具有独立的三个进样器。

### (二)、温控指标：

控温区域：色谱柱箱、进样器、检测器

控温范围：室温上5 ~ 450（增量1）

控温精度：优于±0.1

程序升温：五阶速率0.1 ~ 40 /min(增量0.1)

检测器 指标	灵敏度	漂移	线性
氢火焰FID	M1 < 1 × 10 <sup>-12</sup> g/s(正十六烷)	< 0.3mv/0.5h	> 107

## 仪器特点：

顶空进样器控制色谱仪实现自动运行，连续分析，无人值守，最大程度地发挥工作效率。

每次进样完成后，系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环，防止交叉污染。

从进样针到传输管线的惰性进样通道是ZM-8A的标准配置。获得了完全的进样系统惰性。从样品到仪器进样口，全系统加热，消除系统冷点，降低样品峰展宽，增加分离度。使样品分析更加精确。

## 备注：

本公司

售后派技术人

员免费安装、启动和调试，

负责对实验人员的专业培训，实行“交钥匙”工程。整机保一年，终身维护。