

数字化音乐电胃肠治疗仪-多首康复音乐 随机播放

产品名称	数字化音乐电胃肠治疗仪-多首康复音乐 随机播放
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:治疗、改善类 功能:胃肠起搏点、中医贴敷 型号:CGP-III
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

传统的术后排气的方法常见的有：

- 1、活动，对于术后的病人尽早排气，*有效的办法是下床活动，对于不能下床的患者，可以通过床上翻身，帮助排气。
- 2、热敷，人的足底穴位非常多，通过对足底进行热敷能够有效帮助身体排气，选择用稍微热一点的水泡脚也可以直接用毛巾热水打湿后敷在足底相应的穴位上，也可以用热毛巾热敷肚皮。
- 3、按摩，双手合十搓热至于腹部，顺时针环形按摩腹部促进肠蠕动，帮助排气。
- 4、适当喝热的白开水或者白萝卜炖煮的汤水。
- 5、药物，如果无法排气可以遵医嘱服用四磨汤等药物帮助调节胃肠道的功能促进排气。

根据患者的体质不同、手术部位的不同，术后排气时间也会不同。如果术后一直未排气，腹胀严重还可以进行适用胃肠多功能治疗仪减压来缓解。

治疗原理

胃肠道起搏点从起搏点发出的电信号可促使胃肠道的蠕动，并刺激胃化液(各种消化酶)的分泌，以促进食物的消化和吸收。当胃肠电节律异常时，常会出现胃痛、胃胀、胃食管反流、便秘等胃肠功能性疾病的症状。

基于胃肠起搏点的电活动可被外加电流刺激所“驱动”这一特点，通过对胃肠起搏点施加正常节律的拟生信号,促使其产生“跟随-谐振效应”，触发胃电慢波、改善胃电参数、纠正异常胃电节律、增强胃肠蠕动，从而达到治疗各种功能性胃肠疾患的目的。

产品特点

支持双人同时治疗

主机配有10英寸高分辨率触摸液晶，一体式设计移动方便。

彩色界面触摸操控,可显示治疗参数(如:时间、模式、频率、强度等)。

默认参数设置,操作简单可快速上手。

三通道输出,可同时进行胃肠起搏、穴位刺激与音乐疗法。

内置TF卡与USB接口,用户可自行更换TF卡上面的曲目。

治疗过程中可通过耳机聆听音乐，感受刺激与音乐的同步变化。

专用体表胃肠起搏电极,药监局备案耗材安全有效性高。

易损件双倍配置,用户更省心。

适用科室

消化内科:胃肠动力障碍性疾病和功能性胃肠疾病

ICU、老年病科:长期卧床导致的胃肠功能紊乱、肠易激综合症各种外科:术后胃肠功能紊乱、胃轻瘫、排气困难

内分泌科:糖尿病胃轻瘫、习惯性便秘

肿瘤科:化疗术后顽固性恶心呕吐除此之外在神经内科、康复科、脾胃病科、肛肠科、心理科等都有应用。