

ZM系列振动磨样机 甘肃振动磨样机 兰州振动磨样机 白银振动

产品名称	ZM系列振动磨样机 甘肃振动磨样机 兰州振动磨样机 白银振动
公司名称	全自动量热仪鹤壁市仁和煤质分析仪器有限公司
价格	100.00/木箱
规格参数	
公司地址	鹤壁河南鹤壁奔流街西100米
联系电话	86-03922666690 15039238533

产品详情

ZM系列振动磨样机 甘肃振动磨样机 兰州振动磨样机 白银振动磨样机 鹤壁仁和 0392-266660 15039238533
产品描述 振动磨样机,也叫振动磨矿石机、矿石研磨机、研磨机。我公司生产的ZM系列密封振动磨样机,专用于粉碎研磨具有一定硬度的非金属矿物质,在2-6分钟内迅速将物料制成80-300目(0.175-0.035mm)微粉状的试样,直接用于化验。设备可选配电子定时器。工作原理:物料放入密封的料钵内,料钵内有破碎锤和破碎环,电机带动偏心锤高速旋转,形成振动撞击力和摩擦力,将物料制成粉状。研磨料钵密封无样品损失,并采用特种抗磨材料制造。使用寿命长。运转平稳,噪音低,小型机底脚不需要固定。整机密封设计,符合环保和安全生产要求。该设备分A型机(基本型)和B型机(改进型)。A型机可选配电子定时器,B型机内置电子定时器。料钵有:普通合结钢型、高锰钢型、耐磨合金型、铬钢型、碳化钨型。按不同钢铁材料的料钵,粉碎的矿石物料的硬度也不同,价格差距也特别大,在30倍左右。碳化钨料钵硬度在HRC87-89度,研磨环和研磨锤由硬质合金整体铸成,可以粉碎特别硬的物料。主要机型

ZM-100A/B型:进料粒度13、出料80-300目、一次研磨量100-150克。

ZM-200A/B型:进料粒度23、出料80-300目、一次研磨量200-250克。Z-

M100x2A/B型:进料粒度13、出料80-300目、一次研磨量2x100-150克。

ZM-300A/B型:进料粒度30、出料80-300目、一次研磨量300-350克。

ZM-100x3A/B型:进料粒度13、出料80-300目、一次研磨量3x100-150克。

ZM-100x4A/B型:进料粒度13、出料80-300目、一次研磨量4x100-150克。 ZM系列振动磨样机

甘肃振动磨样机 兰州振动磨样机 白银振动磨样机 ZM系列振动磨样机 甘肃振动磨样机 兰州振动磨样机

白银振动磨样机ZM系列振动磨样机 甘肃振动磨样机 兰州振动磨样机

白银振动磨样机ZM系列振动磨样机 甘肃振动磨样机 兰州振动磨样机 白银振动磨样机 qq:957825034

网址: www.hbmzyq.com www.huayanyiqi.cc E-mail: zhi0123-456@163.com