

熏蒸治疗仪-X-IVA

产品名称	熏蒸治疗仪-X-IVA
公司名称	郑州三弘医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三弘医疗 型号:XZ-IVA 产地:河南
公司地址	河南省郑州市高新技术产业开发区枫林路27号4号楼4层407
联系电话	18339200120 18339200120

产品详情

熏蒸治疗仪-X-IVA产品说明:

熏蒸原理：

中药熏蒸治疗疗法又叫蒸汽治疗疗法、汽浴浴疗疗法、中药雾化透皮治疗疗法，是以中医理论为指导，利用药物煎煮后所产生的压力蒸汽，通过熏蒸机体达到治疗目的的一种中医外治治疗疗法。早在《黄帝内经》中就有“摩之浴之”之说，《理渝骈文》曾指出“外治之理，即内治之理；外治之药，所异者法耳”。实践证明，中药熏蒸治疗疗法作用直接，疗效确切，适应症广，*****。

产品原理：

通过药力、热力、压力之间的协同作用来取得疗效。热能疏松肌理，扩张毛孔，活血通络，松弛痉挛的肌筋，具有理疗作用；通过汽化的药液分子在压力作用下高速向患部肌肤进行喷射，通过扩张的毛孔，疏松的肌肤渗透患部，达到透皮吸收的效果，直达病灶，药效高度聚集在病灶处进行治疗，不仅有利于药物的吸收，同时对患部具有治疗作用，为临床提供辅助治疗。

产品优势：

- 1、蒸汽功率调节：根据需求1-12档可调，调节出气量。——操作方便
- 2、超温报警装置：患者皮肤温度超过45℃ 发出报警声，50℃ 机器自动切断电源并关机，防止患者在治疗过程中烫伤。——低风险
- 3、多重报警提示：药液低水位、缺水和干烧报警，当药液加热器无液体或水位过低时，不能加热并有语音提示信息。——低风险
- 4、恒温功能：容器药液预热温度50℃ -95℃ 可调，并保持恒温，提高治疗效率。——操作方便
- 5、滴水防止装置：特有冷凝水回收管路和冷凝水回收盒，在减少喷头滴水的同时，方便操作者使用。——操作方便
- 6、多种传感装置：时刻监测治疗仪各项数据的准确性。——低风险
- 7、漏电保护装置：保证操作人员的安全。——低风险
- 8、触摸屏操作，实时显示各项监测数据，方便操作者使用。——操作方便
- 9、具有汽路、液路防阻塞设计及工艺。——故障低
- 10、加热罐内部件采用耐腐蚀、耐高温、耐结垢材料，使用寿命高。——少维护

熏蒸治疗仪-X-IVA适用范围：

配合药液，适用于人体局部熏蒸治疗。

适用症：

风湿科：风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎

骨伤科：腰间盘突出症、肩周炎、退行性骨关节病、各种急慢性软组织损伤

皮肤病：神经性皮炎、各种癣、银屑病、硬皮伤、皮肤瘙痒症、脂溢性皮炎等

康复科：关节炎、颈椎病、腰肌劳损、坐骨神经痛、软组织挫伤、肌肉酸疼

普外科：腹部及腔内手术后的康复治疗

消化内科：消化不良、急慢性胃炎、结肠炎、肠粘连、阑尾炎、直肠炎、腹泻腹胀、便秘

内科：感冒、咳嗽、高脂血症和高蛋白血症、糖尿病、失眠、神经官能症、血栓闭塞性脉管炎、慢性肠炎

儿科：小儿腹泻、小儿肺炎、肺炎引起的咳嗽、小儿便秘

妇科：痛经、闭经、慢性盆腔炎、外阴炎、阴部湿疹等

五官科：颞颌关节风湿症、颌关节功能紊乱症、慢性鼻炎、慢性咽炎、各种结膜炎、鼻旁窦炎、麦粒肿等

美容科：青春痘（痤疮）、皮肤色素、淡斑、润泽（清洁皮肤补充皮肤细胞营养）。