

# 八杯溶出度仪 瑞斯德 北京八杯溶出度仪

产品名称	八杯溶出度仪 瑞斯德 北京八杯溶出度仪
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

## 产品详情

### 智能溶出试验仪特点介绍

人机界面友好，操作简单、方便。

全部工作参数可预置并自动存储，下次开机无须重复设置。

转速控制采用SPWM细分电源驱动步进电机方式，转速准确，运行平稳，能耗低。

恒温水浴采用内置集成温度传感器和新的软、硬件温度测控方式，升温快，精度高，可方便地用软件校正温度偏差。

计时器有三种工作状态可供选择。

具有自检功能和自动保护功能，能给出多种故障报警信号。

采用不锈钢材料制造的桨杆、篮杆和网篮体，质量性能符合中国药典的要求。

组件与装置 1 中的相同，只是在搅拌元件中，桨被一个篮子 D 代替（见图）。金属轴旋转平稳，没有明显的摆动。篮子由两个组件组成。顶部有一个通风口，连接到轴 C，它装有三个弹簧夹或其他合适的装置，允许移除下部以引入检查中的制剂，并牢固地固定下

部篮子在旋转过程中与容器的轴线同心。篮子的下部可拆卸部分由焊接蒸汽布制成，直径为0.254毫米的金属丝厚度和0.381毫米的方形开口，形成一个圆柱体，顶部和底部有一个狭窄的钣金边缘。篮子可能镀有2.5毫米金层，用于酸性介质。在测试过程中，八杯溶出度仪，容器内底和篮子之间的距离保持在23到27毫米。

## 溶出取样的过滤方式

操作者如果使用手动取样样式，八杯溶出度仪多少钱，一般通过取样针尾部的滤膜进行过滤，也有一些自动取样器会使用针尾的滤板来过滤。还有一种过滤方式就是通过针头处过滤，这种过滤方式是让整个过滤过程在液面下进行，这样药剂的颗粒物不能够进入到取样针管内，八杯溶出度仪价格，可以让溶出的结果更加的准确，而且也方便仪器的维护。

## 取样高度调节

取样高度在调节的时候，如果是手动取样，八杯溶出度仪报价，那么需要搭配梯形高度尺来调节，具体调节的方法则需要根据浆法或篮法和溶媒的体积来确定具体的高度。一般要求取样的高度是液面距离浆篮顶距离的一半，并且和内壁的距离为1cm。而大部分自动取样器不需要手动调节取样的高度，但是也有一些自动取样器需要手动调节。有条件的话，建议使用自动取样器，因为自动取样器可以自动调整取样高度，而且取样高度调节。

溶出仪溶出取样的过滤方式及取样高度调节就先介绍到这，为了确保溶出结果的有效性，在溶出取样时，应该要按照操作说明书中的步骤进行取样。

八杯溶出度仪报价-瑞斯德(在线咨询)-北京八杯溶出度仪由天津市瑞斯德科技有限公司提供。天津市瑞斯德科技有限公司在仪器仪表元器件及器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，瑞斯德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：商银洙。