

优质通风柜批发

产品名称	优质通风柜批发
公司名称	青岛嘉美实验室设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市即墨市李家西城东工业园
联系电话	0532-88563266 18660218927

产品详情

嘉美全钢通风柜材质

品牌：JIAMEI

型号：TB

生产厂家：

产品描述：全钢[通风柜](#)的技术参数包括以下几个方面：

一．外形尺寸、

序号	名称	规格
1	通风柜	1500*850*2350

二．

1) 上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。

2) 下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉末喷涂；扼手采用一体成型，表面环氧树脂粉末喷涂；铰链采用国内名牌DTC，开启度为145°；

3) 可视窗：5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。

三、全钢通风柜台面

1) 台面：12.7厚实心理化板,耐酸碱、耐腐蚀！

四、全钢通风柜附属配件

1) 插座：采用防尘、防溅防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A/220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。

2) 照明：采用圆形节能孔灯或一体节能灯，隐藏于顶板上，不与全钢通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。

3) 控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制.定时开关机等功能。

4) 杯槽：配PP杯槽,耐酸碱、耐腐蚀和有机物。

5) 水龙头：采用优质单口水龙头；材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态最大耐压35巴；把手采用PP材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便。

6) 下水系统：采用高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。

五、详细标准

1) 柜体操作门开启高度：0mm—800 mm

2) 工作面风速：0.4m/S—0.6m/s。

3) 噪音：<60db

4) 排风量：1080m³/h) 上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。

2) 下箱体：下箱体为整体组合结构，采用1.2mm厚的冷轧板折弯制做，表面环氧树脂粉末喷涂；扼手采用一体成型，表面环氧树脂粉末喷涂；铰链采用国内名牌DTC，开启度为145°；

3) 可视窗：5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。

五、详细标准

1) 柜体操作门开启高度：0mm—800 mm

2) 工作面风速：0.4m/S—0.6m/s。

3) 噪音： $<60\text{db}$

4) 排风量： $1080\text{m}^3/\text{h}$ — $1700\text{m}^3/\text{h}$

5) 工作电压： $\text{AC}220\text{V}$ — 380V

6) 电机功率： 0.09kw — 4kw

$3/\text{h}$ — $1700\text{m}^3/\text{h}$

5) 工作电压： $\text{AC}220\text{V}$ — 380V

6) 电机功率： 0.09kw — 4kw

注：每台全钢通风柜配风阀、变径、三通、弯头、风管、风机需另外计

以上技术参数只供使用者参考，详情请咨询本站相关技术人员或电话咨询，我们将以最好最诚信的服务来解答您所有关于实验室设备的相关问题！