

# 生物制药洁净不锈钢产品公司 伊诺维特

产品名称	生物制药洁净不锈钢产品公司 伊诺维特
公司名称	苏州伊诺维特净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州常熟市沙家浜镇白雪新路3号
联系电话	18934551355 18934551355

## 产品详情

规格超过3400mm以上的中央台，在两端距离端头300mm中间位置，各布置预留1组1000mm长的规格为4平方毫米的单相220伏交流电源线头（三线制：L火线、N零线、E地线）出地面，供台面上试剂架用、设备用或电线槽用。

中央台水池的上下水管路预埋点，应布置在正对水槽的落水口下方，具体尺寸按实际中央台所处房间位置的要求标注；上水管规格为 21mm，高出地面180mm，生物制药洁净不锈钢产品工厂，带控制水阀；下水管规格为 50mm，高出地面100mm。

安装过程中，菏泽生物制药洁净不锈钢产品，注意水、电、气的接口是否完好，与设计是否有偏差，如果有问题，就要找工程的项目经理协商沟通，终确定重装方案。

固定侧封板后便可进入台面的安装。如果台面上有水槽和试剂架立柱孔，在粘台面之前开好。台面的安装可以采用螺丝固定法。

(1) 在连结完的柜体粘结面上均匀打上玻璃胶，四周玻璃胶离柜体边缘10mm-15mm，以防压上面后胶水溢出。

(2) 胶完后把台面平放到柜体上，平放时尽可能一次放到位，生物制药洁净不锈钢产品公司，不要有人的错位，以防挪动时胶水溢出后落在柜体上，不易清洁，影响黏结效果。

(3) 放在台面的线条过渡和台面平整，若台面不平时可采用垫平和重压两种处理方式。即地处用硬质材料垫高，高处用重物下压，具体根据情况而定。

(4) 在胶干后，前方台面的压物，接着做台面拼缝的处理。如果台面边角做成圆角，则台面与台面间不要留缝；如果台面边角做成直角，则留出 3mm的缝隙用来填胶。

基础运作方式：

全钢实验边台开机前，检查台板上的任何部件，如插头、线缆等，生物制药洁净不锈钢产品企业，并清理干净。

实验台开机时，电源线应正确插入插座(单相三线)，地线需要可靠接地，以保障实验员人身安全；3A熔丝熔断，需替换；关闭全钢实验边台，拔掉电线。

PLC主机部分PLC主机电源为220VAC，开关设在主机下方；各PLC输入/输出(包括数字和模拟)已被引入试验台面板。

常见问题处理：

打开电源开关后指示灯不亮，各输出口无输出。

原因分析：整机交流电源不能正常工作，电源进线熔断。

处置方法：小编建议先拔掉全钢实验边台的交流电入线，将保险管仓与交流电输入插口配套，拉出保险管仓盖，替换同规格的保险管就行了。

生物制药洁净不锈钢产品公司-伊诺维特由苏州伊诺维特净化科技有限公司提供。苏州伊诺维特净化科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。伊诺维特——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州常熟市沙家浜镇白雪新路3号，联系人：赵净净。