

犬伤清创机（扫码式医用外伤冲洗器）-多重灭菌

产品名称	犬伤清创机（扫码式医用外伤冲洗器）-多重灭菌
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

犬咬伤之后，创面冲洗除了预防狂犬病毒外，对于破伤风的预防也是十分重要的。

医用外伤冲洗器

- 1.水压：三档可调，8-12PSI，满足不同需求
- 2.水流：1.4L/min-3L/min，大水流量，清洁程度高
- 3.时间：4个周期16分41秒，各周期科学分配，保障清洗效果
- 4.水温：PID智能温控，设备正常工作出水温度在30-40 适宜区间。且有过热停机保护设置
- 5.配置专用清洗洗枪万向支架
- 6.智能小巧，安装便捷

《常见动物致伤诊疗规范》(2021年版)：如条件允许，可以使用的清洗设备对伤口内部进行冲洗，以确保达到有效冲洗。有证据表明，即使在没有使用狂犬病被动免疫制剂的情况下，通过有效的伤口清洗加立即接种狂犬病疫苗并完成暴露后预防程序，99%以上的患者可以存活。

产品名称：创口清洗消毒液

产品特点：

- 1、特点：有CMA资质的检测机构出具的狂犬病毒灭活试验报告;
- 2、pH值：pH值大于8的弱碱性消毒液，符合《狂犬病毒暴露预防处置工作规范》(2009版)、《狂犬病毒预防控制技术指南》的要求;
- 3、剂量：325ml/瓶，大剂量，清洗效果更好;
- 4、配方：复合制剂，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌均有杀灭作用，可用于医院感染常见细菌消毒;
- 5、包装：30瓶/箱，安全瓶体，自毁瓶盖;常温避光贮存。

有些病例可能导致破伤风感染，主要是因为伤口很深，并且有适合厌氧菌生存的环境。如果狗咬伤后伤口较浅，甚至没有出血，就没有必要担心破伤风，也没有必要打破伤风抗毒素。如果狗咬得很深，有必要清理伤口。如果考虑破伤风，应尽可能将伤口暴露在空气中，并应使用过氧化氢进行深度清洁。在这种情况下，应注射破伤风抗毒素。如果担心狂犬病，必要时必须注射狂犬病疫苗和狂犬病血清。破伤风是由破伤风梭菌引起的一种特殊感染，通过皮肤或黏膜伤口侵入人体，在缺氧环境中生长繁殖，产生毒素，引起肌肉痉挛。破伤风毒素主要存在于神经系统的运动神经元。因此，本病的主要临床表现为牙齿闭合、阵发性痉挛、强直性痉挛、角张力、反射亢进等，常见于24小时内未接种破伤风疫苗的创伤患者和缺氧环境下的感染性病变。一般来说，当临床表现正常时，破伤风的常见潜伏期为7至8天。一些患者相对较矮，患破伤风后，会在一天内发病。当然，不排除一些潜伏期较长的患者在几个月后会逐渐出现不同的症状。如果破伤风的潜伏期越短，那么人身伤害越大，预后就越差。