

手术室保温箱/医用保温箱嵌入式

产品名称	手术室保温箱/医用保温箱嵌入式
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	81589.00/件
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室保温箱/医用保温箱嵌入式公司说明：

北京福意电器有限公司推出的每一项产品，都本着客户至上的原则，每一个前进的脚步，都充分体现了对客户尊重与关怀。正因为如此，我们才能赢得客户，赢得青睐。凭借自身的、人才的优势为客户提供销售售后和售后。

手术室保温箱/医用保温箱嵌入式说明：

随着我国医疗事业的蓬勃发展，我国的医疗净化事业也在不断向前迈进，逐步与接轨。优良的GB 50333-2013文件当中，对于洁净手术室的标准做了新的规划，并且将手术室保暖柜列入手术室必备产品表中，我公司作为手术室保暖柜、保冷柜的品牌，为净化工程单位提供保暖柜与保冷柜产品已经有22个年头。产品在内已深受医院已经净化工程单位的认可，业的嵌入式设计，更是方便施工、操作。各界人士洽谈合作。

手术室保温箱/医用保温箱嵌入式使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80℃，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37℃），或高温加温（加温生理盐水60-80℃），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----

手术室净化设施要怎么预防被感染，我们在对手术室净化进行使用的时候，我们要怎么才能预防这个被感染呢，下面就给大家讲解一下手术室净化设施要怎么预防被感染。一、各种仪器设备在进入手术间前，应安装完毕，擦拭干净。擦拭时，不宜使用掉纤维的织物材料作为清洁工具。二、手术结束后应立即清除各种污物，并分类放入防水防污染的袋内密封，从污物通道运出。擦拭各种器材，整理手术间，以免污物在室内久留导致空气污染。三、待所有人员离开，清洁工作完成后，手术室净化空调系统应继续运行15~20min，再关闭层流空调，使室内空气达到洁净。四、每天应在手术前、后，用消毒液各擦拭1次影灯、器械车、桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面；对工作人员穿过的隔离鞋进行清洁消毒。每周将上述器材及地面彻底擦拭、清洁保养1次。

手术室保温箱/医用保温箱嵌入式