

散装管嘴自动装盒 胥硕仪器 郑州吸头自动装盒

产品名称	散装管嘴自动装盒 胥硕仪器 郑州吸头自动装盒
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

高昂的预装盒盒装移液器吸头的消耗成本可以通过使用移液器散装吸头自动装盒机器人配合散装吸头使用来解决！

安全风险——通常移液器吸头都需要在无菌的环境下使用，以避免污染给应用带来风险。因此确保移液器吸头的洁净、无菌是基本的要求，而人工手动装填的过程中，则容易会引入一些污染而增加应用的风险，比如微粒、皮屑、油脂等。

使用成本——预装盒的盒装吸头使用起来是非常方便的，拆盒即用，但其价格相对于大包装的散装吸头也是非常昂贵的，对于吸头用量大的用户来说，将是一笔关键的开支。因此，如何利用散装吸头的费用达到盒装吸头的使用效果？TipCube或许可以帮您达到这一目的。

环境保护——用于制造盒装吸头的吸头盒所需要的塑料几乎与它所装的吸头一样多，甚至更多，这意味着有大量的塑料因制造吸头盒而被消耗，这是极大的资源浪费，同时大量被丢弃的吸头盒也会造成严重的环境污染。因此，移液管嘴自动装盒，TipCube也是一种符合绿色、环保理念的解决方案。

移液器吸头作为与移液器配合使用的耗材，一般根据应用的不同可分为？

移液器吸头作为与移液器配合使用的耗材，一般根据应用的不同可分为？

移液器吸头作为与移液器配合使用的耗材，一般根据应用的不同可分为：标准吸头、滤芯吸头、低吸附吸头、无热源吸头等。TipCube 完全自动的吸头装盒系统能够适用于绝大多数品牌的 0, 1 到 10 μ l 及 10 - 300 μ l 的移液器吸头；智能、人性化的软件控制系统使得整个操作简单、直观；同时标配可高温灭菌重复使用的吸头盒，吸头盒采用 PP 材料，可反复灭菌使用约 50 次；通过使用更的散装吸头以帮助用户节约更多的吸头消耗成本，散装管嘴自动装盒，节约更多人力成本，提高工作效率，可节约数以吨计创新的吸头自动化填充；

1、标准吸头是使用为广泛的吸头，几乎所有移液操作都可使用普通吸头，郑州吸头自动装盒，这是吸头中经济实惠的一类

KRUSS 折光仪的全自动送样测量解决方案？

在具有高样品吞吐率的工作环境中，整个过程（从样品供应到清洗和干燥）的全自动执行是有用的，如果它们是灵活的、强大的和健壮的。我们的 AS80 和 AS90 自动进样器是满足这些高要求的合适产品。连同蠕动泵 DS7070，10 微升管嘴自动装盒，他们允许无监督测量多达 89 个样品。您可以在折射仪的用户界面上设置任意数量的单独测量方法、清洁过程和取样器模板。AS80 和 AS90 型号所需空间非常小，安装方便快捷，非常耐用。它们配有一个样品盘和一套聚或玻璃瓶。

AS80 及 AS90 自动进样器

1 适用于腐蚀性和低粘性样品

2 每个自动进样器有多种选择:

AS80-T18: 18*50ml (42mm*43mm) 或

AS80-T36: 36* 35ml (28mm*65mm) ;

AS90-T53: 53 x 16ml (22mm*55mm) 或

AS90-T89: 89 x 6ml (16mm*55mm)

3 提供聚小瓶或玻璃小瓶。

4 通过蠕动泵 DS7070 提供样品

5 集成冲洗口

6 带可渗透膜的可选模型

7 适用于具有多个分析装置的测量站(需要 LIMS 软件支持)

散装管嘴自动装盒-胥硕仪器(在线咨询)-郑州吸头自动装盒由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司在实验仪器装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，胥硕仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。