## 生理盐水37度恒温箱FYL-YS-280L

产品名称	生理盐水37度恒温箱FYL-YS-280L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L; 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13810107331

## 产品详情

FYL-YS-280L医用液体恒温箱 37度生理盐水冲洗液加温箱行业相关 低温对中枢神经系统的影响极其明显 ,体温每下降 1 , 施血流量减少 6 % ~ 7 % , 出现意识障碍、 判断力损害和模糊。

手术中低体温的原因,从而指导医护人员为患者提供有针对性的保温措施,预防或减少低体温给患者造成的不利影响.方法:对我院手术室2009年1月~2009年6月收治的手术病人,发生手术低体温的32例患者作为观察组,给予常规手术护理并且采取各种保温措施,随机抽取50例未发生低体温的手术病人作为对照组,给予常规手术护理,比较两组手术效果.结果:两组患者均取得良好,观察组术中及术后各种并发症发生率为15.63%,对照组发生率为18.00%,经统计学处理,P>0.05,两组患者手术效果无显著差异.结论:可采用维持室温、对输入的液体或血液加温、使用保温设备等各种保温措施来维持患者体温平衡,预防或减少低体温对机体患者产生的不良影响。

## 注意事项:

1,	搬运时,不要碰伤电源线;为防止压缩机故障,搬运时倾斜不超过45°。
2、	冰箱周围应通风良好,除去包装材料,将冰箱放置在平整、坚固的地方。
3、	不以玻璃门为着力冰箱,以防止玻璃***损及被玻璃割伤。
4、	停电或拔下电源插头后,请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
5、	在使用中,箱门开启不要过于,尽量开门,缩短开门时间,以箱内气体外漏。
6、	应保持箱体四周区域清洁干净,避免飘扬而被冷凝器处,影响制冷效果