

大鲸医用中频胃肠治疗仪 胃肠生物电刺激仪DJ-R9第三代

产品名称	大鲸医用中频胃肠治疗仪 胃肠生物电刺激仪DJ-R9第三代
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	88000.00/台
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-R9 产地:河南
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

中频胃肠治疗仪是一种采用生物电刺激技术的治疗器械，主要用于治疗胃肠道功能失调、疼痛等症状。胃肠生物电刺激仪利用微弱的生物电信号刺激人体胃肠道，促进胃肠道平滑肌的收缩和松弛，增强肠道蠕动和排泄功能，从而达到调节和改善胃肠道功能的效果。本文将详细介绍中频胃肠治疗仪的原理、适应症、使用方法以及注意事项。一、中频胃肠治疗仪的原理中频胃肠治疗仪采用了生物电刺激技术。生物电刺激技术可以刺激人体神经系统和肌肉系统，从而调节和改善人体各种功能，包括胃肠道功能。胃肠生物电刺激仪主要通过产生一种类似于人体内部产生的微弱电信号，这种信号可以模拟并激活胃肠道平滑肌细胞，增强肠道蠕动和排泄功能。同时，这种技术还可以促进神经和血管的兴奋，改善血液循环和营养供应，进一步促进人体胃肠道的健康和康复。

二、中频胃肠治疗仪的适应症中频胃肠治疗仪主要适用于以下症状：1.胃肠道功能失调，包括慢性胃炎、功能性消化不良、胃肠型过敏等症状；2.胃肠道疼痛，包括胃痛、腹痛、肠结石等症状；3.肠功能紊乱，包括腹泻、便秘、肠易激综合征等症状；4.其他相关症状，包括失眠、抑郁症等。三、中频胃肠治疗仪的使用方法1.使用中频胃肠治疗仪前，需要准备好治疗仪及相应的配件。2.将治疗仪插头插入电源插座，然后将传输线连接到治疗仪上。3.根据治疗的需要，选择治疗模式和时长。4.将传输线的另一头连接到相应的治疗仪探头，并将探头轻轻插入肛门或肛周，或贴附在腹部，进行治疗。5.治疗过程需要注意保持放松，避免过于紧张或过度刺激。四、中频胃肠治疗仪的注意事项1.治疗前需要仔细阅读说明书，按照说明书正确操作和使用。2.治疗过程中需要注意放松，避免过度刺激或不适，如出现异常情况应立即停止治疗。3.治疗后注意保持适当的休息和饮食习惯，避免过度劳累或吃太多或太少。4.治疗过程中需要经常保持清洁和消毒，避免交叉感染。

中频胃肠治疗仪是一款非常实用和安全的胃肠道功能治疗器械，可以有效地改善胃肠道功能失调、疼痛等症状，提高生活质量和健康水平。使用时需要注意正确操作和注意事项，避免不必要的风险和不适。