

# 实验用高温炉 高温炉 科幕仪器|规格齐全

产品名称	实验用高温炉 高温炉 科幕仪器 规格齐全
公司名称	安徽科幕机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区双龙路与望客路交口科幕园区
联系电话	19856658785 19856658785

## 产品详情

实验结束后，实验电炉开始冷却，但不能开始冷却，1500度高温炉，因为大量外部冷空气进入炉内可能会引炸，对设备和操作人员非常危险。我们应该等待电炉的冷却系统发挥作用，慢慢冷却，直到它降至安全温度。由于实验电炉功率大，三眼插座在接电源前须安装并接可靠的地线。实验电炉的主要成分是铬铝丝。铬铝线应避免与碱性绝缘材料直接接触。在选择高温电炉时，除了以上几个方面，客户还可以根据自己的使用条件进行筛选，一定要购买适合自己使用的高温电炉。

高温电炉余热回收设备将出料口附近释放的热量重新输送到进料口加热物料，可以节约能源。使用管式炉一定要注意：1.不要用低温物体接触高温炉管；2.注意保温的温度范围。经常检查电热元件的状况，如有老化、断裂、短路，应及时修理和更换。经常清除炉内的碎屑、尘粒和散落物，实验用高温炉，保持炉内清洁。安徽科幕欢迎您的咨询，我们将竭诚为您服务。

高温真空烧结炉体上盖的观察、测温孔，每次开炉均需清洁处理，高温炉，以便观察和测温。高温电炉采用晶闸管触发控制和移相触发控制的闭环技术，输出电压、电流或功率可连续调节，具有恒压、恒流或恒功率的特点；电流环是内环，电压环是外环。高温真空烧结炉烧结完毕后，停止变频，按停止变频开关，逆变停止工作，断开中频电源分闸与

断开电源总闸。

实验用高温炉-高温炉-科幕仪器I规格齐全(查看)由安徽科幕仪器有限公司提供。“反应釜,高温高压炉式设备”选择安徽科幕仪器有限公司,公司位于:安徽省合肥市经济技术开发区双龙路与望客路家口科幕园区,多年来,科幕仪器坚持为客户提供好的服务,联系人:程经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。科幕仪器期待成为您的长期合作伙伴!