

流动相过滤配件总代理 潮州流动相过滤配件 联方广东总代理

产品名称	流动相过滤配件总代理 潮州流动相过滤配件 联方广东总代理
公司名称	广州联方实验器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇江南工业二区一横路创富时尚产业园H404-406室
联系电话	15920153934

产品详情

流动相过滤配件-离子源消耗品——广州联方实验器材有限公司是集技术、科研、生产、服务和销售于一体的科学技术企业。

装柱子（添硅胶）时，有两种方法：即湿法装柱和干法装柱，二者各有优劣。不论干法还是湿法，硅胶（固定相）的上表面一定要平整，并且硅胶（固定相）的高度一般为15cm左右，太短了可能分离效果不好，太长了也会由于扩散或拖尾导致分离效果不好。湿法装柱是先把硅胶用适当的溶剂拌匀后，再填入柱子中，然后再加压用淋洗剂“走柱子”，本法大的优点是一般柱子装的比较结实，没有气泡。干法装柱则是直接往柱子里填入硅胶，然后再轻轻敲打柱子两侧，至硅胶界面不再下降为止，然后再填入硅胶至合适高度，再用油泵直接抽，这样就会使得柱子装的很结实。接着是用淋洗剂“走柱子”，流动相过滤配件实验耗材，一般淋洗剂是采用TLC分析得到的展开剂的比例再稀释一倍后的溶剂。通常上面加压，下面再用油泵抽，这样可以加快速度。干法装柱较方便，但大的缺陷在于“走柱子”时，潮州流动相过滤配件，由于溶剂和硅胶之间的吸附放热（可以用手摸柱子明显感觉到），容易产生气泡，这一点在使用低沸点的淋洗剂时如，更为明显。虽然产生的气泡在加压的情况下不易察觉，但是，一旦撤去压力，如在上样、加溶剂等操作的时候，流动相过滤配件总代理，气泡就会释放出来，严重时，整个柱子变花，样品不可能平整地通过，当然也就谈不上分离了。解决的办法是：、硅胶一定要填结实；第二、一定要用较多的溶剂“走柱子”，一定要到柱子的下端不再发烫，恢复到室温后再撤去压力。也有介绍在硅胶的上层填上一小层石英砂，防止添加溶剂的时候，使得样品层不再整齐。但是如果小心上样，添加溶剂，则没有这个必要。

欢迎来电咨询联方了解更多流动相过滤配件

流动相过滤配件-美正检测样本检测项目——广州联方实验器材有限公司是集技术、科研、生产、服务和销售于一体的科学技术企业。

在 HPLC 中，流动相是纯溶剂或混合溶剂以及带有固体改性剂的溶剂。色谱工作者可以针对 HPLC 的不同应用在数百种溶剂中进行选择。特定的选择通常受溶剂特性的影响，例如粘度、折射率、非腐蚀性、毒性、混溶性、透明度等。以合理的价格以足够的纯度商业供应也是重要因素。流动相中的溶剂强度或百分比控制分析物的保留时间。

欢迎来电咨询联方了解更多流动相过滤配件

流动相过滤配件-色谱纯化系统——广州联方实验器材有限公司是集技术、科研、生产、服务和销售于一体的科学技术企业。

有一些气相色谱仪与质谱仪相连接而以质谱仪作为它的检测器，这种组合的仪器称为气相色谱-质谱联用（GC-MS，简称气质联用），有一些气质联用仪还与波谱仪相连接，后者作为辅助的检测器，这种仪器称为气相色谱-质谱-联用（GC-MS-NMR）。有一些GC-MS-NMR仪器还与红外光谱仪相连接，后者作为辅助的检测器，这种组合叫做气相色谱-质谱--红外联用（GC-MS-NMR-IR）。但是必须指出，这种情况是很少见的，大部分的分析物用单纯的气质联用仪就可以解决问题。

欢迎来电咨询联方了解更多流动相过滤配件

流动相过滤配件总代理-潮州流动相过滤配件-联方广东总代理由广东联方生物科技有限公司提供。广东联方生物科技有限公司是从事“化学试剂,色谱试剂,标准品,玻璃耗材,实验设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张燕华。