

数字式粘度计厂 沧州数字式粘度计 永利达实验室设备

产品名称	数字式粘度计厂 沧州数字式粘度计 永利达实验室设备
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

产品详情

确认粘度计的可扩展性

确认粘度计的可扩展性：

好的粘度计可扩展性强，一个主机可以适配多个执行标准的转子，一台机可以相当多台不同种类的粘度计使用，数字式粘度计厂，节约成本。

确认粘度计的使用的方便性：

转子的连接方式很重要，快速的卡口连接比较理想，数字式粘度计直销，解决了传统的螺丝连接带来的滑牙和安装拆卸不便等麻烦的问题。如日本RION的螺丝孔滑牙是一个普遍现象。

确认粘度计的保修和易耗品：

好的产品通常厂家更有信心承诺更长的保修期限。

珀尔帖粘度计选型_新闻中心

粘度计选型

1、确认样品的粘度范围：

这是选对粘度计产品的前提。

2、确认粘度的类型和执行标准

3、使用方式：

便携式、台式、在线式

4、确认被测样品量：

确认测试样品量和选配产品的配置有很大关系。测试样品越小测试时恒温越快，沧州数字式粘度计，但需要使用小样品的测试系统。

5、确认测试样品温度和控温方式：

样品的温度控制有恒温水浴控制和现代的珀尔帖原理温控器（无循环液体测试恒温更快使用更方便）。

粘度计适用于测量各种油脂、油漆、油墨、涂料、塑料、浆料、橡胶、乳胶、洗涤剂、树脂、炼乳、奶油、以及化妆品等各种流体的粘度，数字式粘度计销售，是纺织、化工、石油、机电、、食品、轻工、建筑、等行业以及大专院校，科研单位的实验室，分析室的仪器。为保证粘度计的测量结果，定期的维护很关键，下面我们就来分享一些维护规则。

1.本仪器在常温环境使用

2.装卸转子时应小心操作，装拆应将连接螺杆微微抬起进行操作，不要用力过大，不要使转子横向受力以免转子弯曲。

3.装上转子后不要将一起侧放后倒放

4.连接螺杆和转子连接端面及螺纹处应保持清洁，否则将影响转子的正确连接及转动时的稳定性。

5.每次使用完毕及时清洗转子。（不得在仪器上进行转子清洗）

6.装上转子后不得在无液体的情况下“旋转”以免损坏轴尖。

7.不得随意拆动调整仪器零件，不得自行加注润滑油。

数字式粘度计厂-沧州数字式粘度计-永利达实验室设备(查看)由天津永利达实验室设备有限公司提供。天津永利达实验室设备有限公司是一家从事“粘度计,刮板细度计,涂布器,光泽度仪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永利达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使永利达在试验机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！