

伊诺维特 菏泽生物制药洁净不锈钢产品

产品名称	伊诺维特 菏泽生物制药洁净不锈钢产品
公司名称	苏州伊诺维特净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州常熟市沙家浜镇白雪新路3号
联系电话	18934551355 18934551355

产品详情

- 1、在实验室安装实验边台时，首先要注意实验桌的底柜是否独立以及完整，另外底柜的柜体好是双开门设计，当中不应当设置柱子以免影响实验室物品存放。另外底柜的脚要附上钢制的调整脚，底柜的下边距应当离地面1厘米以上。
- 2、实验边台以及实验桌的柜子以及抽屉应当方便开关，放置方便。实验室内的钢制柜体要具备耐酸耐碱性，做好粉末烤漆工作。
- 3、检查实验边台是否由环氧树脂接合剂接合完全，如果想要装修可以在水背板和台面的接合处使用玻璃胶，这里要注意接合的宽度不能大于3mm，接合完毕后合格的台面应当是比较平整的。

一步：观察钢架的正侧面，所有的钢架横梁方管的接缝焊接不可放在可视面。

第二步：按照实验台的总长度选择出合适的横梁，用自钻螺丝把横梁固定到钢架上。打螺丝时要注意横梁间的平行。

第三步：用水平尺检查钢架的横纵线是否水平，生物制药洁净不锈钢产品批发，通过调节调整脚来达到要求。

第四步：在确保水平的前提下，方可挂吊柜体。

第五步：把装好滑轨的抽屉放进柜体，装抽屉面板。从背面的预留孔打4*30mm螺丝，找准位置装门板。柜体抽面、门板的安装要求：

(1) 所有的门隙均匀，确保缝隙<2mm，横向与竖向线的交叉不错位；

(2) 门板与抽面垂直面，可用长直条检验；

(3) 抽屉抽拉是否顺滑，生物制药洁净不锈钢产品企业，有无异响。如果抽拉不顺，可能有两种原因：一是柜体侧板上滑轨定位不准，二是螺丝不正；

(4) 门板与抽面开关时不与四面发生碰撞，铰链螺丝须拧紧避免门板脱落。

第六步：黏结台面的步骤要求与全钢一样。钢木结构通常先装抽面，后安装台面，若台面上有试剂架安装，待胶固化后再行安装操作。

设备安装的稳定与否，还决定了设备的使用寿命，如果接合处留有缝隙，或者接合不牢靠，则用不了多久，就会出现结构不稳，框架松散的情况。

钢架与柜体刚开始是分开的，需要进行组合安装，方法是将柜体吊起，然后稳定放置于钢架上，然后进行接合，在进行这步时需要注意，钢架需要处于水平的状态，如果出现倾斜，则很难让框架与柜体接合的牢固。

再就是抽屉，水槽等零部件的安装了，这些部位在安装时，菏泽生物制药洁净不锈钢产品，有统一的注意事项，安装时不能用力过大，生物制药洁净不锈钢产品供应，同时安装的位置要准确，一旦安装出错，则需要重新拆下后组装比较麻烦。

伊诺维特-菏泽生物制药洁净不锈钢产品由苏州伊诺维特净化科技有限公司提供。苏州伊诺维特净化科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。伊诺维特——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省苏州常熟市沙家浜镇白雪新路3号，联系人：赵净净。