

智能药物溶出仪 上海智能药物溶出仪 天津市瑞斯德

产品名称	智能药物溶出仪 上海智能药物溶出仪 天津市瑞斯德
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

药物溶出度仪使用注意事项：

按动面板的“复位”键将使计算机复位，即温度窗恢复等待状态，智能药物溶出仪哪家好，只显示当前水浴实际温度；时钟窗恢复到常规取样时间的预置状态，但显示的是刚才显示的数值；转速窗恢复到转速预置状态，显示的也是刚才显示的数值，运行停止。因此，在正式进行溶出试验以后，智能药物溶出仪多少钱，请勿随意按动“复位”键！前已述及，也不要随意按动转速窗上的“选择”键！否则转轴将停止转动。

仪器使用完毕后，请把仪器及附件清洗干净，保持清洁。

自动溶出仪优势：

- 1 制造的溶出杯、不锈钢材料制造的桨杆、篮杆和网篮体，质量性能符合中外药典的要求。
- 2 计时功能。
- 3 所预置的工作参数和工作状态自动存储，下次开机无须再次设置。

4 8杯形式恒温水浴箱，便于连续试验补液。水浴箱配有自闭式快速接嘴，方便排水和清洗。

5 具有自检和自动保护功能，能够自动给出多种故障报警信号。

6 可选用小杯法配件（溶出度测定法第三法）。

7 性能指标*符合《中华人民共和国药典》的规定。

8 带有时间、温度及转速显示窗，操作简单、方便。

9 恒温水浴采用循环方式，内置的温度传感器和单片机温度测控方式使加热升温速度快，控温精度高，温度偏差可使用软件校正。转速控制采用先进控制技术，智能药物溶出仪报价，精度高，运行平稳，噪音低。

在进行溶出试验时，也有很多细节要注意。

当溶出杯内溶剂温度稳定于规定值时，湖北智能药物溶出仪，方可开始溶出试验。

将供试品投入溶剂中，盖好杯盖。对于篮法，须升起机头，将供试品放入网篮并安装好，再降下机头，盖好杯盖。

启动转杆运行。

取样时间到，用配相应的弯针头、针垫，从杯盖上取样孔插入杯内抽取样品。弯针头、针垫的设计使得针头端部处于药典规定的取样点位置。为桨法配套的针头、针垫用法：为900毫升用薄垫短弯针头；为1000毫升用厚垫短弯针头；为500毫升用薄垫长弯针头；为600毫升用厚垫长弯针头。

溶出实验结束试验时，要升起溶出仪机头，关停转杆和温控状态，并关断整机电源开关。拧松离合器，取下转杆，清洗、干燥，放入附件箱保存。其它附件亦应保持清洁，妥善保存。取出溶出杯，倒掉残液，清洗干净，收置备用。

智能药物溶出仪报价-上海智能药物溶出仪-天津市瑞斯德由天津市瑞斯德科技有限公司提供。天津市瑞斯德科技有限公司是从事“药检仪器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：商银洙。