

河南FLX800多功能酶标仪 伯辉生物

产品名称	河南FLX800多功能酶标仪 伯辉生物
公司名称	北京伯辉生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区沙河镇辛力屯村北西路6号A区1211房间
联系电话	15001038753 15001038753

产品详情

酶标仪是什么

酶标仪即酶联检测仪。是酶联免疫吸附试验的仪器又称微孔板检测器。可简单地分为半自动和全自动两大类，但其工作原理基本上都是一致的，其核都是一个比色计，即用比色法来进行分析。测定一般要求测试液的结果体积在250 μ L以下，用一般光电比色计无法完成测试，因此对酶标仪中的光电比色计有特殊要求。酶标仪实际上就是一台变相光电比色计或分光光度计

酶标仪的性能参数

波长选择：单色器，FLX800多功能酶标仪报价，光源：内式氙灯波长范围：200-1000nm，1nm步进，读数范围：0-4Abs，带宽：2nm，准确度@450nm：1.0%+0.003Abs(0-2.0Abs) 2.0%(2.0-2.5Abs)，准确度@450nm：CV<1.0%，河南FLX800多功能酶标仪，微孔板类型：96孔板和384孔板，比色杯类型：标准，微量和超微量比色杯，TrayCell，微孔板检测速度（从A1回到A1）：96孔板6秒384孔板10秒，振荡器：线性，光谱扫描速度：10秒，200-1000nm，1nm步进，孵育环境温度：+4 到45 ，仪器用户界面4.5'彩屏，USB端口用于数据导出，USB端口用来连接外部打印机（兼容HPPCL5），电脑控制通过USB连接的SkanIt软件，电源电压100-240V（50-60Hz），大功耗90W，省电模式功耗<5W，尺寸（高×宽×长）260×285×430mm，重量10.8kg

使用酶标仪约见的故障及解决方法

霍尔元件故障该仪器多处使用霍尔元件，条码阅读器，试剂转盘，样品转盘等等。当此元件发生故障时，则跟随位置错误的报警。该仪器使用的霍尔元件分左右侧，FLX800多功能酶标仪价格，可以共用输入信号，更换后须校正位置。

比色部分故障光源通过八根光纤被传送到比色部分，进反应板一端的光纤头容易受液体污染，当出现某一孔或几孔比色异常时，需要先清洁光纤头。接收端的信号检测板被液体浸泡或尘粒过多，FLX800多功能酶标仪多少钱，也会造成比色异常。

加样臂部分故障日常保养时，注意检查轴承等机械部件的磨损情况，做好清洁润滑。因皮带形变或机械磨损会造成加样坐标(X / Y / Z)偏差，可通过调整对应步进电机步数来进行修正，必要时需更换新皮带。

河南FLX800多功能酶标仪-伯辉生物由北京伯辉生物科技有限公司提供。“酶标仪”选择北京伯辉生物科技有限公司，公司位于：北京市昌平区沙河镇辛力屯村北西路6号A区1211房间，多年来，伯辉生物坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。伯辉生物期待成为您的长期合作伙伴！