

云浮样品制备 联方总代 艾杰尔样品制备

产品名称	云浮样品制备 联方总代 艾杰尔样品制备
公司名称	广州联方实验器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇江南工业二区一横路创富时尚产业园H404-406室
联系电话	15920153934

产品详情

样品制备-HPLC液相色谱柱——广州联方实验器材有限公司是集技术、科研、生产、服务和销售于一体的科学技术企业。

为什么要使用不同直径的色谱柱？ 有两个主要优势：一个是减少流动相消耗，第二个是减少峰体积。如果将流速调整为恒定线速度，如HPLC柱径改变时保留时间应相同，因此样品运行时间将保持不变。如果运行时间相同且流速降低，则将使用较少的流动相。峰体积（以体积表示的峰宽）随着色谱柱横截面积的减小或直径变化的平方而下降。这转化为成比例的更高的峰，样品制备批发，假设相同质量的样品可以加载到色谱柱上，这可能是正确的，也可能不是正确的。因此，假设注入相同质量的样品，从4.6毫米内径的色谱柱换成2.1毫米的色谱柱应该会将峰宽减少五倍，并将峰高增加相同的量。

欢迎来电咨询联方了解更多样品制备

样品制备-美正检测样本检测项目——广州联方实验器材有限公司是集技术、科研、生产、服务和销售于一体的科学技术企业。

顶空进样法和其它元素分析法在很多情况下是互补的。例如：在很多情况下，当用到其它元素时，可以用气相色谱法，而当用其它方法无法满足检测要求时，可以考虑用顶空法。目前常用的顶空法有五种：手动法、密针法、平衡加压法、定量环加压法和动静补偿法。为了使顶空气相色谱有较好的表现，应注意试样的准备及仪器的设置。瓶盖和瓶盖都很重要，而且常常被忽略，它们也是元素顶端空间分析的基础。一定要用对了瓶子和盖子！1、容量：

在顶空的瓶子里可以放6, 10, 20毫升的容量。使用标准试样瓶, 以保证试样有足够的顶面空间, 并保证试样的配比不会被过度稀释。一般情况下, 比对后的保留容量, 至少要达到样品容量的百分之五十。在试样瓶的顶端, 有一个玻璃塞子, 云浮样品制备, 可以防止试样溅出。

2、底面弧度：

顶空的瓶子分为两种, 一种是圆底, 一种是平底。这两类都适合于进样, 但圆底瓶倾向于在贮藏取样上较强。因此, 圆底瓶的自动进样器应是比较可靠的。圆底瓶还倾向于承受较高压力, 并能更好地适用于诸如温度升高和衍生产品等应用。

欢迎来电咨询联方了解更多样品制备

样品制备-美正检测样本检测项目——广州联方实验器材有限公司是集技术、科研、生产、服务和销售于一体的科学技术企业。

压力问题：

要是压力低于平常或无压力这有可能是系统某处发生泄漏或空气滞留；要是系统压力过高, 艾杰尔样品制备, 那么泵、进样器、在线过滤器、保护柱、分析柱或管路都可能有问题。

如果是检查发现是低压, 样品制备代理商, 那就要检查整个色谱系统是否存在泄漏、泵密封件故障或阀门损坏的情况等。如果是高压的话, 先从移除保护柱和分析柱, 并用接头替换, 将进样器重新连接到检测器。以 2-5 mL/min 的速度运行泵, 并开始查找原因, 。如果问题是出现在分析柱上, 请在分析柱与检测器断开连接时反转, 并冲洗色谱分析柱；在必要的时候更换入口滤芯或更换柱子。

欢迎来电咨询联方了解更多样品制备

云浮样品制备-联方总代-艾杰尔样品制备由广东联方生物科技有限公司提供。广东联方生物科技有限公司位于广州市番禺区南村镇江南工业二区一横路创富时尚产业园H404。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前广州联方在其它中享有良好的声誉。广州联方取得全网商盟认证, 标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广州联方全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。