

组合式生化培养箱220升大容量双温控CHSX-50-3

产品名称	组合式生化培养箱220升大容量双温控CHSX-50-3
公司名称	杭州川恒实验仪器有限公司
价格	15000.00/件
规格参数	品牌:川恒仪器
公司地址	浙江省杭州市余杭区南苑街道临东路1722号409B室
联系电话	18969078751

产品详情

组合式生化培养箱220升大容量双温控CHSX-50-3主要特征：

- 1、双/三机一体的设计方式，使用方便，不占空间。
- 2、每个测试区均可个别测试高温、低温或恒温二/三个不同控制条件。
- 3、所有系统均个别独立：采二/三套式冷冻系统、二/三套加温系统、二/三套控制系统，因此控制稳定、**度高，并可延长机件使用寿命。
- 4、内胆采用优质镜面不锈钢材料制成，具有耐腐蚀、耐酸、容易清洁、**生锈等特点。
- 5、微电脑智能温控仪，P.I.D.控制，控温稳定、精度高，LED高亮度数字显示，直观清晰，具有良好的控制能力和抗干扰能力。
- 6、可选择连续工作方式或定时工作方式；具有压缩机过热保护功能。
- 7、双重温度保险装置：温控仪具有自动跟踪、超温报警装置；一旦超温立即切断加热系统，同时在工作室内装有温度保险装置，可确保工作室培养物的安全。
- 8.内胆四角圆弧设计，美观大方，方便清理
- 9、整机静音设计，静电喷塑箱体，钢化玻璃超大可视窗，造型豪华美观。

组合式生化培养箱220升大容量双温控CHSX-50-3技术参数

型号	CHSX-50-3	CHSX-220-2
内胆尺寸	450x350x350mm X3	550x530x705mm X2
外型尺寸	550x915x1700 mm	650x1090x1770 mm

温度范围	4 -60	
温度波动度	± 0.5	
温度显示精度	0.1	
外部材质	SUS#304 优质镜面不锈钢板	
隔热材质	高强度聚氨酯现场发泡	
控制系统	微电脑控制器，LCD液晶显示，触摸设定。	
功率	1200W	1600W
电源	220-50/60HZ	

生化培养箱温度不升高原因 培养箱、生化培养箱的专业生产有真空干燥箱、电热鼓风干燥箱等，下面就由培养箱厂家为大家介绍下，生化培养箱箱内温度不升高的原因：1、由于生化培养箱内的设定低，这种解决方法就是调整设定温度。2、由于生化培养箱电加热器坏，这种故障只能通过更换生化培养箱的电加热器。3、生化培养箱的控温仪损坏，更换新的控温仪。