

医药低温制冷恒温器的故障排除

产品名称	医药低温制冷恒温器的故障排除
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C 厂家:无锡冠亚恒温制冷公司
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

医药低温制冷恒温器也叫冷却、加热装置。在使用时需要注意几点，并按照规定的步骤进行操作，以便更好地运行。

- 1、请记住预防措施，以防止由于操作不当而导致机器故障，正确的维护方法可以延长机器的使用寿命。在设置操作，维护和检查之前，请仔细记住相关事项后才能操作和检查机器，以确保正确的操作和使用可以延长机器的使用寿命；
- 2、医药低温制冷恒温器在一般情况下可以正常工作。如果担心机器的故障或异常会导致重大事故或损坏其他设备，则应另外安装紧急停止电路和保护电路，以免发生意外事故，以防止发生意外。为避免机器故障，请提供额定电压范围内的电源；
- 3、为了防止电击或故障和误动作，请不要在安装和接线完成前打开电源。请勿在有气体或爆炸性气体的环境中使用，请勿擅自对机器进行拆卸，处理，改装或维修。机体的通风孔应保持畅通，以免发生故障

, 异常操作, 缩短使用寿命和引起火灾;

4、开箱时如果机器损坏或变形, 请勿使用。在安装和设置机器时, 请注意不要让灰尘, 线头, 铁屑或其他东西进入, 否则可能会引起故障或误动作; 接线正确并且接地。接地不良可能会导致触电故障, 异常显示或测量错误。定期检查端子螺钉和固定架, 松动时请勿使用;

5、在操作仪器期间, 在端子板上安装电源输入端子盖, 以防止触电。仪器在运行时, 在进行修改设置, 信号输出, 启动和停止之类的操作之前, 应充分考虑。错误的操作可能会损坏工作设备或引起故障;