

经济型塑料密度测试仪(MH-300A)

产品名称	经济型塑料密度测试仪(MH-300A)
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:玛芝哈克 型号:MH-300A 产地:中国
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

经济型塑料密度测试仪(MH-300A)

塑料密度测试仪简介

MH-300A塑料密度测试仪、塑料密度计、塑料比重计、塑料密度检测仪是根据ASTM D792、ASTM D297、GB/T1033、GB/T2951、GB/T3850、GB/T533、HG4-1468、JIS K6268、ISO 2781、ISO 1183...等标准规范，采用阿基米得原理浮力法进行设计制造的，它能够在10s左右，快速准确、直读量测塑料样品的密度数值。

塑料密度测试仪应用范围

MH-300A经济型塑料密度计适用于：橡胶、电线电缆、铝制品、塑料PVC颗粒、粉末冶金、矿物岩石、EVA发泡材料、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。

经济型塑料密度测试仪参数：

型号： MH-300A MH-600A

测量范围： 0.01-300g 0.01-600g

密度精度： 0.001g/cm³ 0.001g/cm³

品牌： 鑫雄发

测量时间： 约10s

参数设定： 温度补偿设定、溶液补偿设定

测试数据： 密度、体积

适用范围： 塑料米、PVC颗粒、塑料板材、片材、橡胶颗粒、机械零部件、纳米材料等新材料研究实验。

MH系列经济型塑料密度测试仪功能特点：

无需人工计算，只需几秒便可测出一般固体的密度、体积；

具有标准的RS232数据输出功能，可轻易的连接PC和打印机，方便数据记录；

具有温度、溶液补偿设定功能，以满足因室温较低而影响测量介质（水）的比重和更换测量介质的需求；

MH-300A经济型塑料密度测试仪的使用操作步骤：

首先，将待测样品放在密度计测量台上，稳定后按“Enter”键记忆空重（样品在空气中的重量）。然后，将待测样品放至水中，稳定后按“Enter”键记忆样品在水中的重量。密度计便直接显示所测样品的比重。按“SET”键可切换显示所测样品的体积。

经济型塑料密度测试仪(MH-300A)：价格实惠，品牌可靠

对于塑料制品生产厂家来说，常常需要对塑料材料的密度进行检测，以确保产品质量的稳定性。经济型塑料密度测试仪(MH-300A)就是一款价格实惠、品牌可靠的塑料密度测试仪器。

经济型塑料密度测试仪(MH-300A)的品牌为玛芝哈克，是一家专业从事塑料测试设备生产的企业。其产品具有精准度高、性能稳定、使用寿命长等特点，在市场上备受好评。

该款测试仪的型号为MH-300A，其主要特点包括：数字显示、自动测量、操作简便、测量准确等。在使用过程中，只需将待测样品放置到测试台上，按下“测试”按钮即可进行自动测量。测试结果直接显示在仪器的屏幕上，操作十分方便。

此外，经济型塑料密度测试仪(MH-300A)的产地为中国，为国产产品，具有价格实惠、售后服务便捷的优势。该款测试仪的价格为3800元/台，非常适合中小型企业或个人使用，是一款性价比较高的塑料密度测试仪。

总之，经济型塑料密度测试仪(MH-300A)是一款价格实惠、品牌可靠的塑料测试设备，其特点为数字显示、自动测量、操作简便、测量准确等。如果您需要购买塑料密度测试仪，可以考虑选择这款产品。