

20L高低温实验机运行时的规范要求

产品名称	20L高低温实验机运行时的规范要求
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

20L高低温实验机主要用于化工制药、仪表等，那么我们购买时，就要对放置的安装场地要有规范。以下就20L高低温实验机安装场地的要求和在维修中常见问题。

一、安装场地要求：

- 1、20L高低温实验机（含轮子）需要有效接地，以保证设备靠谱和人员使用靠谱。
- 2、放在通风良好的室内，且处于水平位置，在其周围不可放置易燃易爆物品。
- 3、20L高低温实验机的安装线路中，应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱特种，在外壳接地通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。

4、不可任意卸下顶盖，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，应立即停机，切不可盲目操作。

二、维修中常见问题：

1、可编程温度控制仪，真彩触摸屏操作，中/英文液晶显示配有以太网接口。采用制冷压缩机，制冷采用了的冷端输出控制，与传统的冷热平衡相比较，降低了客户使用成本。

2、加热功率没有匹配好，同样也会导致加热加不上；加热材质没有选好，长期使用则会导致加热系统损坏，坏了之后也会出现跳闸问题。

3、电路设计问题不好，则会造成长期使用跳闸；不运行，甚至电路不通；材料选型质量不好，长期使用也会出现继电器等零部件损坏，故障率比较高。

4、结构问题，若结构没设计好，会导致门边漏电；通常在使用后会出现一些小问题，经常跳闸；会导致工作室均匀度、波动度不稳定。

5、如果没有超温、超压保护；长期使用容易减少设备的使用寿命；制冷系统选小了，长期使用后温度就会降不到原来的低温度，甚至会导致压缩机超负荷而损坏压缩机。