

# 贵州LEEP手术治疗系统 医捷迅安公司

产品名称	贵州LEEP手术治疗系统 医捷迅安公司
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

## 产品详情

产品简介：适用于各类开放型手术，低功率下也可用于五官，美容等手术

产品特点：单极模式功率输出：0-300W切、凝合一功

产品工作模式：手控和脚控两种输出方式操作简单，使用方便无风扇散热系统，LEEP手术治疗系统作用，适用于层流净化手术室全悬浮（CF）型并带有短路保护系统，单级手术中万一电极和中性极板短接，主机能自我保护并确保正常输出。

产品参数：主机尺寸：360\*360\*144mm包装尺寸：660\*560\*380mm净重：9.5KG毛重：15KG

（二十一）额定负载下的输出应与设定位置对应，功率偏差应  $\leq 20\%$ 。不同负载下的全功率和半功率曲线与规定值偏差也应  $\leq 20\%$ 。（二十二）手控开关的工作电压应  $\leq 12V$ ；脚踏开关的工作电压应  $\leq 24V$ 。（二十三）输出回路应串入不小于5000pF的高压电容。输出电极（对）直流阻抗应远大于2M $\Omega$ ，以防低频输出。（二十四）机器内部应进行防潮处理，机壳应能防止液体（翻倒时）浸入机内。保证仪器的绝缘和隔离性。

非极板灼伤 极板与刀头及其连接电缆和患者机体构成了电刀回路系统，当电刀回路系统使用不当时，手术中即使极板安放良好，患者仍有灼伤的危险，主要有以下情况：  
接地分流、高频辐射、火花低频。 接地分流  
患者的肌肤相当于一个电阻，手术时这个电阻负载分布了无数个不同电位点，特别是在手术电流通过区域上，电位差特别大的两点或多点一旦发生短路

，就会形成高频电流的异常通道，即所谓的“接地分流”现象  
，此时患者机体小的接地点因流通着高密度的高频电流就可能发生灼伤  
。例如患者接触直接接地的金属和设备（如，沪通LEEP手术治疗系统，支架），易发生电刀灼伤。  
高频辐射 患者随身携带的金属物虽未接地，但对使用高频电刀来说，这种金属体无异于发射天线  
，向外发射能量，若发射能量较大，接触点小，则高密度的电频就会在接触点处产生灼伤  
。如当患者佩带有金属饰物或安装有金属假体等，贵州LEEP手术治疗系统，也易发生电刀灼伤。  
火花低频 当极板与刀头中的连接部位发生故障时，连接点或电缆断线引起打火而产生低频电流。这种低频电流对患者的危害极大，低频灼伤不仅发生在体表  
，LEEP手术治疗系统进口品牌，还可能同时在体内发生，  
患者随时可能产生较严重的颤抖现象甚至引起室颤，应引起足够重视

贵州LEEP手术治疗系统-医捷迅安公司由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。医捷迅安——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层，联系人：李经理。同时本公司还是从事红蓝光治疗仪，红蓝光治疗仪仪器价格，优瑞红蓝光治疗仪的厂家，欢迎来电咨询。