

潍坊实验室家具危险品柜毒害品柜

产品名称	潍坊实验室家具危险品柜毒害品柜
公司名称	潍坊盛翔实验设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:盛翔 型号：:WFSX11 产地：:潍坊
公司地址	潍坊市胜利西街211号
联系电话	0536-8359516 15964595533

产品详情

柜体采用1.0mm优质冷轧钢板，底座采用2.0mm的冷轧钢板制作，经酸洗磷化后静电喷涂，高温固化处理。保持高光洁度并*大限度的降低腐蚀和湿气及紫外线的影响。

顶板有直径110mm出风口，风口内置一个AC2200V、50HZ、0.22A大风扇，*大风量大于300m/h、转速2550转/min,控制开关置于柜体顶部右上角（当风机开机前要把柜门下方中间的进风口推置打开状态）。

内部（上、下、左、右）采用5mm抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板做内胆，隔层防火棉填充，采用PP螺丝与柜体连接.突破传统铁板易腐，易锈的诟病。同时还配置3块三层阶梯的PP活动层板，层板设有5MM的通气孔。柜体底部设置进风口及可调风阀，控制风量大小。内部*下层还留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填充腔（漏液槽），用于存放金属钠、黄磷（白磷）等易燃物品；挡板应与柜体连为一体.底部加装4个16寸活动轮，便于储存柜的移动。

柜门采用连续平滑钢琴式铰链，确保门能开180度，配置锌合金拉手。柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，当温度为150 -180 时密封条局部膨胀，温度达到750 时密封条全部膨胀，膨胀比例1：5，以确保储存药品的安全性。

温湿度控制面板位于柜体右上角：柜体顶部配置温湿度传感器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V 50HZ,温度启控0 ~ 99.9 （用户设定），湿度启控0 ~ 99.9 %（用户设定）

报警功能:VOC、温湿度超过设定值，报警提示，报警方式采用声光报警。