

# 立体动态干扰电疗仪LDG-3型（电脑型）

产品名称	立体动态干扰电疗仪LDG-3型（电脑型）
公司名称	北京富康永泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市宣武区广安门南街36号
联系电话	010-52437690 13520851760

## 产品详情

### 立体动态干扰电疗仪LDG-3型（电脑型） 立体动态干扰电疗仪LDG-3型仪器特点

该仪器为全电脑控制，选定治疗处方后，整个治疗过程由电脑控制完成。操作十分简便，与普通干扰电不同，安全更可靠，对人体无任何副作用，大大提高了人体的舒适程度。数码显示工作状态，内存49套专家治疗处方，每个处方中有多种治疗方式并自动输出。有6种工作状态，8种差频频率，供任意选择自编，可自编治疗程序，自编治疗方式高达16065种。自编完成后，由电脑按自编程序完成全部治疗过程。在临床应用上更有针对性，对不同的患者编制不同的治疗方案，大大提高了治疗效果，适用人群由医生根据病情而自定治疗方案，使用得心应手，操作方便简单。

### 立体动态干扰电疗仪LDG-3型适应症：

电脑立体动态干扰电疗仪LDG-3型对软组织损伤、颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出、盆腔炎、附件炎、坐骨神经痛、周围神经损伤、神经炎、退行性骨性关节炎具有镇痛作用，缓解胃下垂（锻炼胃肠平滑肌）、便秘、运动后疲劳。

### 立体动态干扰电疗仪LDG-3型技术参数：

基波工作频率：5KHZ正弦波。

输出电流：最大输出电流应不小于50MA，输出电流极限不大于100MA。

差频频率范围在不窄于0~100HZ，差频变化周期15S~30S，动态节律为4S~10S。

治疗时间：15～30分钟。

频率在每20秒内差频变化，避免了机体对电流的适应性。

- 立体动态干扰电疗仪LDG-3型功能：**
- 1、治疗仪输出三路在三维空间流动的频率为5000Hz的正弦电流。
  - 2、星状电极上有排列成三角形的3个电极或分开独立的6片电极、6个吸碗电极，将三股相差0-100Hz的中频电流交叉输入人体调整每股电流频率变化顺序，形成立体动态干扰电场。该电场不是由体外输入，而是由体内产生。这种“内生”的电场是立体动态干扰电最突出的特点。
  - 3、皮肤电阻明显下降，增加了作用深度，而且可以应用较大的电流强度。
  - 4、频率在每20秒内的差频变化，避免了机体对电流的适应性。

专业咨询电话：010-52437690

网址：<http://bjfkyt.cn.china.cn/>

邮箱：bjfkyt@163.com

洪经理：13520851760

QQ：1546640986