

理疗电极片（来图来样可定制）

产品名称	理疗电极片（来图来样可定制）
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	35.00/件
规格参数	品牌:大鲸
公司地址	郑州市高新技术产业开发区冬青路10号1号楼4层4号
联系电话	15093291270 15093291270

产品详情

原理与作用

理疗电极片的原理其实是将电极片贴在人体相应的治疗部位，比如说某些特殊的穴位上，然后让治疗仪的正负极相连。然后治疗仪产生的脉冲会通过贴片进入人体，就像是有无数电针一样，进行模拟的针灸疗法，以及起到按摩治疗的作用和功能。

理疗电极片（医用电极片）就不同了，这是一种具有防污、除臭、吸收毒素、抑制细菌的产品，具有远红外线，能更好的促进血液循环，贴了该产品之后，在一定程度和范围内也可以杀死病变的坏细胞。且电极片十分柔软有弹性，对于任何部位都适用，即使是手指，它也能将手指完整包住，不留一丝缝隙，且手指还能弯曲自如。

理疗电极片使用方法

- 1、用前擦净皮肤。
- 2、贴后按紧。确保电极与皮肤贴紧。
- 3、勿用大力揪扯引线，以免脱落损毁。
- 4、每次用毕，胶面用一滴水润湿后。贴在专用胶片上,保存在有密封搭扣的塑料袋内，可延长使用寿命。
- 5、若因干燥、粘性下降。可用一滴水润湿胶层，再用或保存。
- 6、皮肤残胶可用水或肥皂洗净，可用消毒酒精轻擦胶面消毒。
- 7、如胶层脱落，粘性丧失，减弱或不均，应予更换。
- 8、长期保存：忌受压或高湿。储温：0-30 ，相对湿度30-60%。
- 9、建议个人专用，干净卫生。