

Waters ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱保护柱186003975

| | |
|------|---|
| 产品名称 | Waters ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱保护柱186003975 |
| 公司名称 | 圣一恒德(北京)科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:Waters沃特世 货号:186003975 分离模式:反相 |
| 公司地址 | 迎宾南路11号五幢二层2213室 |
| 联系电话 | 01053630904 13019473396 |

产品详情

Waters ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱保护柱186003975规格：

填料 C18

分离模式 反相

颗粒基质 Hybrid混合

pH最小范围 1 pH

pH最大范围 12 pH

最大压力 18000 psi (1240 Bar)

封端 是的

硅烷醇活性 低

颗粒形状 球形

粒径 1.7 μ m

Endfitting Type Direct-Connect

孔径 130

规格 VanGuard预柱

表面积 185

系统 UHPLC,HPLC

颗粒技术BEH

USP分类 L1

内径 2.1 mm

长度 5 mm

碳载量 18 %

品牌 ACQUITY UPLC

产品类型 保护柱

Units per Package 3 pk

Waters ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱保护柱186003975订货信息：

| 产品描述 | 粒径 | 2.1 × 5mm* | 2.1 × 50mm | 2.1 × 100mm |
|----------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| ACQUITY BEH C18 | 1.7 μ m | 186003975 | 186002350 | 186002352 |
| ACQUITY BEH Shield RP18 | 1.7 μ m | 186003977 | 186002853 | 186002854 |
| ACQUITY BEH C8 | 1.7 μ m | 186003978 | 186002877 | 186003686 |
| ACQUITY BEH Phenyl | 1.7 μ m | 186003979 | 186002884 | 186002885 |
| ACQUITY BEH HILIC | 1.7 μ m | 186003980 | 186003460 | 186003461 |
| ACQUITY BEH Amide | 1.7 μ m | 186004799 | 186004800 | 176001907 |
| ACQUITY BEH 130 C18(肽分析) | 1.7 μ m | 186003975 | 186003554 | 186003555 |
| ACQUITY BEH 300 C18(肽分析) | 1.7 μ m | 186004629 | 186003685 | 186003686 |
| ACQUITY BEH 300 C4(肽分析) | 1.7 μ m | 186004623 | 186004495 | 186004496 |
| ACQUITY BEH Glycan(蛋白糖基分析) | 1.7 μ m | 186004739 | 186004740 | 186004741 |
| ACQUITY CSH C18 | 1.7 μ m | 186005303 | 186005296 | 186005297 |
| ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl | 1.7 μ m | 186005358 | 186005351 | 186005352 |
| ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl | 1.7 μ m | 186005413 | 186005406 | 186005407 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| ACQUITY CSH 130 C18(肽分析) | 1.7 μ m | 186006939 | 186006936 | 186006937 |
| ACQUITY HSS C18 | 1.8 μ m | 186003981 | 186003532 | 186003533 |
| ACQUITY HSS C18 SB | 1.8 μ m | 186004136 | 186004118 | 186004119 |
| ACQUITY HSS T3 | 1.8 μ m | 186003976 | 186003538 | 186003539 |
| ACQUITY HSS C N | 1.8 μ m | 186005995 | 186005986 | 186005988 |
| ACQUITY HSS PFP | 1.8 μ m | 186005974 | 186005965 | 186005967 |

注：* 为保护柱，3/μk；另有三支优惠装，欢迎来电咨询；ACE Excel系列可替换ACQUITY色谱柱