

## 医用恒温箱FYL-YS-280L（温度范围2-48度）

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 医用恒温箱FYL-YS-280L（温度范围2-48度）       |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司经开区分公司                  |
| 价格   | 76000.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>型号:FYL-YS-280L<br>产地:北京 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号               |
| 联系电话 | 13810107112                       |

### 产品详情

医用恒温箱FYL-YS-280L（温度范围2-48度）。它广泛应用于石油、国防、冶金、化工、物理学、生物工程、化学、医药卫生、生命科学、电子仪表、质检计量、工厂实验、高等院校、科研机构等研究部门,高等院校,工厂实验室及计量质检部门。

医用恒温箱FYL-YS-280L（温度范围2-48度）性能简介：

1,智能微电脑控制，大屏幕液晶显示，所有信息一目了然；2，制冷、加热双向控温技术，采用强制空气循环3,多种故障：高低温、传感故障、断电等。4.温度传感器，显示箱部温度5.PTC复合加热技术，加热，升温均衡。6.采用强制空气循环，确保箱整体恒温7.玻璃门，外门防凝露技术8.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地间隙，充分利用空间9.箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好10.箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和（功能选配）

医用恒温箱FYL-YS-280L（温度范围2-48度） 注意事项：

- 1、搬运时，不要碰伤电源线；为防止压缩机故障，搬运时倾斜不超过45°。
- 2、冰箱周围应通风良好，除去包装材料，将冰箱放置在平整、坚固的地方。
- 3、不以玻璃门为着力冰箱，以防止玻璃破损及被玻璃割伤。
- 4、停电或拔下电源插头后，请勿在5分钟内再次插上电源插头或启动压缩机。
- 5、在使用中，箱门开启不要过于，尽量开门，缩短开门时间，以箱内气体外漏，以节约用电。
- 6、应保持箱体四周区域清洁干净，避免飘扬而被冷凝器处，影响制冷效果。

1.福意联公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，可所有保修服务；福意联将严格按照三包政策，针对所销售商品履行保修和产品的义务。

2.产品交货期：福意联拥有充足的货物保障，接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可提安排，力争用户需求。

主 营：2 -8 冷藏柜、台式台小冰箱、PCR样本灭活箱、手术室恒温箱、药物恒温箱、低温冰箱、试剂冷链箱

医用恒温箱FYL-YS-280L（温度范围2-48度）