低温冲击镇痛仪-训练伤设备-具备语音提示功能

产品名称	低温冲击镇痛仪-训练伤设备-具备语音提示功能
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:河南煜博 型号:CR-800 产地:产地
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

低温冲击镇痛仪-训练伤设备-具备语音提示功能 适应症及禁忌症 低温冲击镇痛仪-训练伤设备-具备语音提示功能 低温冲击镇痛仪冷冻冲击对比传统冷疗手段 深层冷冻冲击引起的生理作用及临床应用

镇痛:深层冷冻冲击会产生疼痛及伤害感受器的作用,可以中断疼痛感到入脑皮层的传递信亏,从而处到镇痛的效果。 消肿:深层冷冻冲击可以在20秒到30秒内,令血管达到深层血管舒张的作用。血管舒张可以移除血清素(血管收缩素)、前列腺素、组胺和细胞分裂素等炎症介质,使导致水肿及血肿的炎症介质数量快速减少。另外,深层冷冻冲击还可以立即蛋白酶的活性,同时把炎症导致的血管渗透失调(透过性失效)在几分钟内迅速恢复正常,从而使炎症介质再次被吸收并通过静脉系统移除。 神经系统反应+肌肉放松:深层冷冻冲击可促进脊髓中肌肉的牵张反射中枢活动,使肌肉达到放松的效果。

监尤,似温冲击镇角仅处可以及别山473III的学已监尤,这种监尤有未困及到16的1F用。
作为患者,您可以: 获得的效果 没有副作用 成本低
作为师,低温冲击镇痛仪可以帮助您: 获得很高的满意度 快速地获得投资回报 以的费用购买仪器 低温冲击镇痛仪-训练伤设备-具备语音提示功能 适应症及禁忌症
产品特点: Total Control Co
蓝色LED光线指导,显示正确安全的喷射距离和区域
体表温度检测装置,低于4 灯光闪烁警示,至-1 停止,确保安全使用
CO2喷射气体流速0.6-1.5g/S(CO2喷射速度)

方便运输 相关科室:骨科、外科、疼痛中心、运动医学中心、康复中心、内分泌科、 急诊科、整形外科、口腔科、中医科、治未病中心、美容科、烧伤科等

低温阵痛仪-30秒迅速消肿-冷空气