

# 低温冲击镇痛仪-训练伤设备-具备语音提示功能

产品名称	低温冲击镇痛仪-训练伤设备-具备语音提示功能
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:河南煜博 型号:CR-800 产地:产地
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

低温冲击镇痛仪-训练伤设备-具备语音提示功能      适应症及禁忌症      低温冲击镇痛仪-训练伤设备-具备语音提示功能  
低温冲击镇痛仪冷冻冲击对比传统冷疗手段  
深层冷冻冲击引起的生理作用及临床应用

镇痛：深层冷冻冲击会产生疼痛及伤害感受器的作用，可以中断疼痛感传入脑皮层的传递信号，从而达到镇痛的效果。消肿：深层冷冻冲击可以在20秒到30秒内，令血管达到深层血管舒张的作用。血管舒张可以移除血清素(血管收缩素)、前列腺素、组胺和细胞分裂素等炎症介质，使导致水肿及血肿的炎症介质数量快速减少。另外，深层冷冻冲击还可以立即蛋白酶的活性，同时把炎症导致的血管渗透失调(透过性失效)在几分钟内迅速恢复正常，从而使炎症介质再次被吸收并通过静脉系统移除。神经系统反应+肌肉放松：深层冷冻冲击可促进脊髓中肌肉的牵张反射中枢活动，使肌肉达到放松的效果。蓝光：低温冲击镇痛仪还可以发射出473nm的单色蓝光，这种蓝光有杀菌及氧化的作用。

作为患者,您可以：      获得的效果      没有副作用      成本低

作为师，低温冲击镇痛仪可以帮助您：      获得很高的满意度      快速地获得投资回报  
以的费用购买仪器 低温冲击镇痛仪-训练伤设备-具备语音提示功能 适应症及禁忌症

产品特点：

蓝色LED光线指导，显示正确安全的喷射距离和区域

体表温度检测装置，低于4      灯光闪烁警示，至-1      停止，确保安全使用

CO2喷射气体流速0.6-1.5g/S(CO2喷射速度)

方便运输 相关科室：骨科、外科、疼痛中心、运动医学中心、康复中心、内分泌科、急诊科、整形外科、口腔科、中医科、治未病中心、美容科、烧伤科等

[低温阵痛仪-30秒迅速消肿-冷空气](#)