

刑侦器材蓝影试剂

产品名称	刑侦器材蓝影试剂
公司名称	青岛布兰特安全设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	布兰特:规格:150ML 个:包含：A瓶1个，B瓶1个，喷壶1个 北京:950
公司地址	山东省青岛市即墨区汇英路62号
联系电话	15810403259

产品详情

规格:150ML

包含：A瓶1个，B瓶1个，喷壶1个

使用说明书

BBT 血液追踪试剂用于对各种表面的潜在血迹进行搜索发现，以及对血指纹、血足迹和其他潜在血迹进行增强显现。它是现有潜血显现技术的极大提升，适合渗透性和非渗透性客体，采用水为溶剂，栀子蓝、藻蓝蛋白为显色成分，配方不存在对健康有害的物质。使用时直接喷洒即可，遇到血迹后*快只需几秒钟就从淡棕色变为特别的蓝色，肉眼在自然光下高度可见，不需要其他辅助设备。显色会一直存在，非常方便观察记录。固化配方使其显色后的背景不模糊，轮廓清晰，可以显现指纹、足迹等。特异性强，假阳性少，不破坏DNA。主要成分：

A 瓶：H₂O₂ > 99%，显色成分 < 1% B 瓶：3%H₂O₂

存储条件：

避光，建议 2-8 保存。

操作指导：

- 1、将小瓶试剂完全倒入大瓶，轻轻摇晃以使混合均匀；（可按大小瓶 9:1 体积比混合）
- 2、对着潜在血迹区域喷洒，单次喷洒后先观察显现效果，再决定是否重复喷洒；
- 3、注意观察显色情况，并及时记录。

注：喷雾方式在非渗透性表面可能造成试剂喷洒不均匀，可采用滴涂浸润方式以便反应充分。

反应原理

试剂与血液中的过氧化氢酶、血红蛋白反应，从而显色。

适用范围