

Supelcosil LC-18液相色谱柱C18常规反相柱货号58298

产品名称	Supelcosil LC-18液相色谱柱C18常规反相柱货号58298
公司名称	圣一恒德(北京)科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Supelco色谱科 型号:Supelcosil LC-18 货号:58298
公司地址	迎宾南路11号五幢二层2213室
联系电话	01053630904 13019473396

产品详情

Supelcosil LC-18液相色谱柱C18常规反相柱货号58298

SUPELCOSIL LC-18对于众多种类的化合物具有保留性并提供良好峰形的通用型疏水性烷基相。

Sigma-Aldrich的传统色谱柱，拥有超过40个键合相，为客户提供丰富的选择；并且涵概不少行业专用柱

Supelcosil LC-18液相色谱柱C18常规反相柱货号58298

技术参数：

固定相	孔径	粒度大小	比表面积	载碳量	USP分类
LC-18-DB	120	3、5、12 μm	170 m ² /g	11.00%	L1

Supelcosil LC-18液相色谱柱C18常规反相柱货号58298

订货信息

产品名称	产品规格	柱性质及适用分析物	订货号
SUPELCOSIL LC-C18	150*4.6,5um	常规反相柱，分离小分子化	58230U
SUPELCOSIL LC-C18	250*4.6,5um	合物	58298
SUPELCOSIL LC-C18-DB	150*4.6,5um	分析碱性化合物	58348

SUPELCOSIL LC-C18-DB	250*4.6,5um		53855U
SUPELCOSIL LC-C8	150*4.6,5um	常规反相柱， 分离小分子化 合物	58220U 58297
SUPELCOSIL LC-C8	250*4.6,5um		58347
SUPELCOSIL LC-C8-DB	150*4.6,5um	分析碱性化合 物	58354
SUPELCOSIL LC-C8-DB	250*4.6,5um		58354
SUPELCOSIL NH2	150*4.6,5um	可用于分析单 糖、二糖、三 糖，通常按分 子量大小顺序 流出	58989 58338
SUPELCOSIL NH2	250*4.6,5um		
SUPELCOSIL CN	150*4.6,5um	在正相条件下 可替代Sil柱， 更加稳定，对 流动相的改变 不敏感	58221U 58231
SUPELCOSIL CN	250*4.6,5um		
SUPELCOSIL SAX1	250*4.6,5um	键合季铵基， 用于分离阴离 子	59138
SUPELCOSIL SCX	250*4.6,5um	键合磺酸基， 用于分离阴离 子	58997
SUPELCOSIL LC-18-S	250*4.6,5um	核苷分析柱	58928U
SUPELCOSIL LC-18-T	250*4.6,5um	核苷酸分析柱	58971
SUPELCOSIL LC-PAH	150*4.6,5um	满足EPA610方 法分析环境中 的多环芳径	58318
SUPELCOSIL LC-PAH	250*4.6,5um	用于柱前衍生 化的Dabsyl氨 基酸分析	58229

更多产品信息咨询，欢迎查询圣一恒德北京科技官网www.shengyihengde.com