

急速光纤滚爆塑体仪-减肥仪器-负压纤体仪器北京供应

产品名称	急速光纤滚爆塑体仪-减肥仪器-负压纤体仪器北京供应
公司名称	北京伊源伟婷美容美体仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区政馨园四号
联系电话	+86-010-66482928 13681520181

产品详情

北京伊源伟婷供应急速光纤滚爆塑体仪原理——采用电脑微控技术（AVR微型计算机芯片）机动制能控制前后滚轴，精确的力学及真空负压吸力与镭射光纤，加入0.4MHz强爆波技术设计，加大深层顽固脂肪的分解能力。在身体各个部位进行反复韵律式深层按摩。把表皮、真皮及皮下脂肪层向上提起，并利用脉动滚轴夹起并伸展不同皮层的结缔纤维，通过三个不同方向来回按摩，能有效效的分解及打散皮下脂肪团防止蜂窝组织聚积，脂肪细胞经过积压有按摩后转化成脂肪酸通过淋巴系统代谢排走，而脂肪内的毒素也一样利用淋巴系统排出体外，达到健康塑体的目的。专业操作流程：

制定方案——纤体师为客户作出体态评估（可配合人体成份分析仪进行）。

局部软解——用0.4MHz强爆波进行局部顽固脂肪软解（针对个别客人）。

身体锁定——顾客穿上特制的紧身衣，紧身衣变成身体的第二层皮肤，以确保塑体过程卫生和顺畅。深层按摩——重点改善橘皮脂肪及脂肪积聚部位，仪器接触皮肤的分别是大吸头和小吸头。强度可调，纤体师根据客人的状况和现场感觉灵活使用不同的模式程序。关键技术：三个关键程式——

B1内滚纤体（前轴顺转 + 后轴逆转）B2外滚紧肤（前滚逆转 + 后轴顺转）

B3前滚塑形（前轴顺转 + 后轴顺转）27个深层韵律程式——P1、P9、B1、B3

方向和速度与光纤——可组合多达600种程式。

智能专家记忆——根据过程使用参数可起动专家参数记忆。

强爆波设计——针对局部顽固脂肪装备0.4MHz强爆波技术。光纤负压韵律同步技术。

如想了解更多的产品请登录<http://www.yywt.net>或<http://www.yywt.cn>

联系人：王经理

电话：010-66482928

传真：010-87688250

手机：13681520181

客 服QQ : 6488051

邮 箱 : 6488051@qq.com

地 址 : 北京市丰台区政馨园四号