

棕色螺口瓶

产品名称	棕色螺口瓶
公司名称	江苏华鸥玻璃有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:华鸥 型号:1407 产地:盐城
公司地址	盐城市盐都区龙冈工业园区华鸥大道(F)
联系电话	15366558289 13817386655

产品详情

试剂瓶的使用方法和注意事项

通常有白色和棕色：棕色试剂瓶用于盛装容易被光分离的试剂或溶液，如碘溶液、***、高锰酸钾、碘化钾等。

试剂瓶有两种，磨口和非磨口：一般来说，非研磨性试剂瓶用于盛装碱液或浓盐溶液等。橡胶塞或软木塞用于防止试剂结晶或溶解玻璃，导致塞子和瓶口粘结在一起，不易打开。研磨瓶含有酸、非强碱性试剂或有机试剂溶液等。对玻璃的侵蚀较小。使用时，原瓶应装上原瓶塞，瓶与瓶塞的数量应一致，便于密封，以免溶液蒸发，

改变浓度。当试剂玻璃瓶不使用时，应将其清洗干净，并在瓶口和塞子之间衬一张纸，以防止它们在长期使用后粘在一起。

试剂瓶只能用于盛放和储存试剂：它不能用作加热容器，也不能填充淬火和突然加热试剂，也不能用于制备溶液和长期储存浓碱和盐溶液。试剂瓶有一个大嘴和一个小口。大嘴主要用来装固体，小嘴用来装液体。规格范围从30毫升到20000毫升。

使用步骤：选择合适的容量瓶。检查容量瓶是否泄漏。用少量蒸馏水填充容量瓶。关闭塞子后，将容量瓶倒置。将塞子旋转180度，盖上盖子。在步骤2-3之后，如果没有液体泄漏，可以使用。

溶解：通过计算，得到制备所需物质和浓缩溶液所需的溶质质量，并取出该质量的溶质。用蒸馏水溶解烧杯中的溶质(注意不同溶质溶解时的操作规范)。等待溶液回到室温。等容溶液转移到带玻璃棒的容量瓶中，用蒸馏水清洗烧杯4-5次。洗涤液也需要转移到容量瓶中。向容量瓶中逐渐加水，直到液面距离划线2-3厘米。换成橡胶头滴管，继续滴水，直到凹面液位刚好接触到刻度线。拧紧塞子，适度摇动容量瓶，使溶液混合均匀。将准备好的溶液转移到试剂瓶中，

用于储存溶液。