

红外线热敷带,敷轻松-富尔乐,腰带热敷宝,健康保健护腰产品

产品名称	红外线热敷带,敷轻松-富尔乐,腰带热敷宝,健康保健护腰产品
公司名称	广州富禾电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:富尔乐 型号:F-8818 产地:广州
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市白云区人和镇凤和村学府路8号厂房
联系电话	86-02036039486 13570717158

产品详情

品牌	富尔乐	型号	F-8818
产地	广州	箱装数量	40
贸易属性	内贸		

f8817红外线热敷带

导语

红外线属于电磁波的一种，科学表明对人体真正有益无害的是占太阳光能量60%的不可见的红外光，既指波长处在0.75---1000um的电磁辐射波，而远红外光是指波光在3---1000um之间的红外光，现代科学研究证明人体本身既是一个红外光发光体，又是一个红外光吸收体。人体对红外光的吸收有三个峰值点，大致是在波长1.2, 5.6, 9.8um。产品内部设置了远红外辐射光源，并采用涂有微量元素，经特殊工艺制造的远红外辐射垫，发射波长在3---15um的远红外光，把波长在0.97---1.8um对人眼有害的远红外光滤去，使光能被人体全面吸收；贯穿肌肤、直达关节和人体各器官，使其和人体细胞产生共振，细胞的共鸣共振产生大量温热刺激。对人体进行深层光按摩，有促进血液循环，调节脏腑，促进新陈代谢等功能从而达到预防疾病，调节人体阴阳平衡、美容、减肥等功效。

一、功能说明

红外线热敷腰带采用红外线发热丝作为发热体,利用电能产生远红外线供热。远红外线被科学认证为人类的"生命光波",是医疗界公认健康理疗的频谱光波，它对人体深层细胞适度共振共鸣起到消除疲劳，暖身通络、加速血液循环、活化组织细胞、促进新陈代谢，提高人体免疫力等功效，能有效预防和辅助治疗人体因微循环障碍引起的各种疾病（如风寒、风湿、头颈不适等）。产品使用简便，安全环保，高效节能，制热迅速，多种用途，使用无干燥感,寿命长。是您不可缺少的取暖理疗佳品。

特点:想用那里就用那里,小巧方便,使用简单

二、使用说明

- 1、将披肩围紧肩部位或需要热敷的部位
- 2、将电源插入插座，按钮开关按至on，红色灯亮，通电状态。按钮开关按至off，红灯熄灭，不通电状态。
- 3、旋转式控温，打开旋扭开关从小到大。可调值45-75℃，调温型。转至off腰带即停止工作
- 4、使用完毕后，请将电源拔出，切断电源。

三、注意事项

1. 睡眠时不可使用
2. 小孩、病残人使用时，需家人监护
3. 在饭前或饭后半小时内避免作用
4. 人离开或不使用时应拔出插头，切断电源
5. 勿在有水的地方使用
6. 不要在靠近电炉或高温的地方使用
7. 放置于燥处，避免潮湿与阳光直射

四、产品包装规格

产品包装彩盒：39*45*4.5cm

装箱数量：20个/箱

净重：16kg毛重：17.2kg

外箱尺寸：63*43*49cm

五、技术参数

工作电压：ac110~220v

功率：60w频率：50~60hz

广州富禾电子有限公司

廖浩

联系方式:13570442163

q:365740352