

## 远红外治疗贴 代理 OEM 二类医保

产品名称	远红外治疗贴 代理 OEM 二类医保
公司名称	临汾市御官方医药科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	侯马经济开发区锦茂工业园1号厂房3层
联系电话	13910611373

## 产品详情

【型 号】圆型、方型、颈椎型、腰椎型、关节型、肩周型、通用型；

【规 格】25mm、30mm、35mm、40mm、45mm、50mm、55mm、60mm、65mm、70mm、75mm、80mm；20mm×30mm,30mm×40mm,40mm×50mm,40mm×60mm,50mm×70mm,50mm×80mm,60mm×80mm,70mm×100mm,80mm×100mm,80mm×110mm,80mm×120mm,80mm×130mm,95mm×125mm,90mm×120mm,90mm×130mm,90mm×140mm,100mm×130mm,100mm×135mm,100mm×150mm,110mm×110mm,130mm×130mm,150mm×150mm,

【结构及组成】该产品由水刺无纺布、医用胶、远红外陶瓷粉、离型纸组成。

【适用范围】该产品用于促进局部血液循环、辅助消炎、消肿和止痛。可用于颈椎病、痛风性关节炎、肩周炎、腰椎间盘突出、腰肌劳损、骨质增生、骨质疏松性腰背痛、膝骨关节炎、滑膜炎、腱鞘炎、扭挫伤不适症状的辅助治疗。

**【产品性能】**在8 μ m -14 μ m波长范围内的远红外法向发射率不低于0.80，持粘性不超过2.5mm，剥离强度应不低于1.0N/cm。

**【使用方法】**打开包装揭去背衬纸，将膏面贴在颈、肩、腰、腿及肌肉关节等疼痛处。每次一贴，每贴6小时。