

便携式低温冲击阵痛治疗仪-训练伤设备-低温冲击疗法

产品名称	便携式低温冲击阵痛治疗仪-训练伤设备-低温冲击疗法
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:河南煜博 型号:CR-800 产地:产地
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

便携式低温冲击阵痛仪-训练伤设备-低温冲击疗法 低温冲击镇痛仪是一种创新的非接触性、无创、可以直达痛源的疼痛自然疗法。经过低温冲击镇痛仪发射枪喷出的高压化碳干冰，可以迅速地在30秒内把接触部位的皮肤从体表温度直接降到2 -4 ，从而达到深度温感冲击的效果。这种深度温感冲击随即会引起一系列生理作用，从而快速有效地达到缓解疼痛以及消肿的临床效果。

便携式低温冲击阵痛仪-训练伤设备-低温冲击疗法 低温冲击镇痛仪冷冻冲击对比传统冷疗手段 深层冷冻冲击引起的生理作用及临床应用

镇痛：深层冷冻冲击会产生疼痛及伤害感受器的作用，可以中断疼痛感到大脑皮层的传递信号，从而达到镇痛的效果。 消肿：深层冷冻冲击可以在20秒到30秒内，令血管达到深层血管舒张的作用。血管舒张可以移除血清素(血管收缩素)、前列腺素、组胺和细胞分裂素等炎症介质，是导致水肿及血肿的炎症介质数量快速减少。另外，深层冷冻冲击还可以立即蛋白酶的活性，同时把炎症导致的血管渗透失调(透过性失效)在几分钟内迅速恢复正常，从而使炎症介质再次被吸收并通过静脉系统移除。 神经系统反应+肌肉放松：深层冷冻冲击可促进脊髓中肌肉的牵张反射中枢活动，使肌肉达到放松的效果。 蓝光：低温冲击镇痛仪还可以发射出473nm的单色蓝光，这种蓝光有杀菌及氧化的作用。

作为患者,您可以： 获得的效果 没有副作用 成本低

作为师，低温冲击镇痛仪可以帮助您： 获得很高的满意度 快速地获得投资回报 以的费用购买仪器 便携式低温冲击阵痛仪-训练伤设备-低温冲击疗法 适应症及禁忌症

产品特点：

蓝色LED光线指导，显示正确安全的喷射距离和区域

体表温度检测装置，低于4℃ 灯光闪烁警示，至-1℃ 停止，确保安全使用

CO₂喷射气体流速0.6-1.5g/S(CO₂喷射速度)

方便运输 相关科室：骨科、外科、疼痛中心、运动医学中心、康复中心、内分泌科、急诊科、整形外科、口腔科、中医科、治未病中心、美容科、烧伤科等

[便携式低温镇痛仪-适用于-触摸屏操作](#)